

Информация о совместимости

Содержание

Информация о совместимости.	3
IFU1001. Имплантаты NobelActive® TiUnite® и NobelActive® TiUltra™	3
IFU1002. Имплантаты NobelParallel™ CC и NobelParallel™ CC TiUltra™	3
IFU1007. Brånemark System® Mk III TiUnite®, NobelSpeedy®, сверла Twist Drill, сверла Twist Step Drill, развальцовочные боры Counterbore, метчики Screw Tap	4
IFU1008. Имплантат NobelReplace® Select™ TC.	7
IFU1010. Имплантаты с коническим соединением NobelReplace® Conical Connection, NobelReplace® Conical Connection PMC и NobelReplace® Conical Connection TiUltra™.	8
IFU1012. Имплантаты Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC.	9
IFU1016. Заглушки Cover Screw	11
IFU1018. Эстетический абатмент Esthetic Abutment Conical Connection/Bmk System®/NobelReplace™, эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC.	11
IFU1023. Универсальные основания Universal Base и универсальные абатменты Universal Abutment Nobel Biocare N1™.	12
IFU1040. Пины для извлечения абатментов Abutment Release Pin CC.	12
IFU1043. Инструменты для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrumentation.	13
IFU1048. Корневидные сверла Tapered Drill, сверла для плотной кости Dense Bone Drill, метчики Screw Tap	14
IFU1050. NobelZygoma™ 45°	14
IFU1051. Имплантаты NobelZygoma™ 0°	14
IFU1057. Клинические, фиксирующие, ортопедические винты.	14
IFU1067. Лоток PureSet™ Tray	16
IFU1074. Концепция On1™	16
IFU1075. Абатменты Multi-unit Abutment и заживляющие колпачки Healing Cap Multi-unit.	18
IFU1085. Отвертки	19
IFU1086. Оттисковые трансферы.	19

IFU1087. Система Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC System	20
IFU1088. Концепция Nobel Biocare N1™ Base	20
IFU1089. Костные мельницы Bone Mill и направляющие для костных мельниц Bone Mill Guide	21
IFU1090. Многоразовые инструменты и компоненты Nobel Biocare	21
IFU1091. Позиционные локаторы.	23
IFU1092. Наборы ограничителей сверла для хирургии по шаблонам Drill Stop Kit for Guided Surgery и без шаблона Drill Stop Kit for Freehand Surgery	23
IFU1093. Временные абатменты Temporary Abutment и временные колпачки Temporary Coping.	25
IFU1094. Формирователи десны Healing Abutment, заживляющие винты Healing Screw.	26
IFU1095. Имплантат Zygoma Implant RP	27
IFU1096. Инструменты для извлечения абатментов Abutment Retrieval Instrumentation	28
IFU1097. Инструменты для извлечения имплантатов Implant Retrieval Instrumentation	29
IFU1098. Ручной хирургический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Surgical и ручной ортопедический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Prosthetic	30
IFU1099. Система Trefoil™	30
IFU1100. Запасные части Nobel Biocare.	30
IFU1101. Рентгенологические шаблоны Radiographic Template	31
IFU1102. Заготовка титанового абатмента Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ TCC	32
IFU1104. Лотки LiteSet™ Tray	32
IFU1105. NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®, NobelReplace® S TiUltra™/ TiUnite®.	33
IFU2001. Хирургические шаблоны NobelGuide® Surgical Template и фиксирующие пины для хирургии по шаблонам Guided Anchor Pins	33
IFU2009. Направляющие пилотного сверла Guided Pilot Drill Sleeve и направляющие фиксирующего пина для хирургии по шаблонам Guided Anchor Pin Sleeve.	33
IFU2011. Инструменты для хирургии по шаблонам Nobel Biocare Guided Surgery Tooling	34
IFU3001. Балочная конструкция на имплантатах NobelProcera® Implant Bar Overdenture	38
IFU3002. Мостовидные протезы из титана или диоксида циркония NobelProcera® Titanium и Zirconia.	38
IFU3008. Абатмент ASC с угловой шахтой винта из диоксида циркония NobelProcera® Angulated Screw Channel Abutment Zirconia для внутреннего конического соединения Nobel Biocare	39
IFU3009. Цельноциркониевая анатомическая конструкция NobelProcera® Full Contour (FCZ) Implant Crow для внутреннего конического соединения Nobel Biocare	39
IFU3010. Абатменты NobelProcera® из титана и диоксида циркония	39
IFU3012. Коронка из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Crown и коронка из диоксида циркония Procera™ Esthetic Zirconia Crown	40
IFU3014. Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Bridge и мостовидный протез из диоксида циркония Procera™ Esthetic Zirconia Bridge	40
IFU3018. Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Implant Bridge и мостовидный протез из диоксида циркония Esthetic Zirconia Implant Bridge	41
IFU3020. Основание из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia N1™ Base.	42

Информация о совместимости

В ассортимент от Nobel Biocare входят различные системы имплантатов или абатментов с различными соединениями. Каждая система имплантатов или абатментов имеет соответствующие соединения, части и инструменты. Информацию о надлежащем использовании соответствующих частей и инструментов см. в инструкциях по применению соответствующей системы имплантатов или абатментов.

IFU1001. Имплантаты NobelActive® TiUnite® и NobelActive® TiUltra™

Имплантаты NobelActive® TiUnite®/TiUltra™ имеют внутреннее коническое соединение (CC) и доступны с размером платформы 3.0, узкой (NP), стандартной (RP) и широкой платформами (WP). Имплантаты совместимы с ортопедическими компонентами Nobel Biocare с внутренним коническим соединением.

	Плат-форма	Диаметр платформ	Диаметр имплантата	Платформа абатмента	Длина	Заглушка
●	3.0	Ø 3,0 мм	Ø 3,0 мм	Ø 2,5 мм	10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм	Не входит в комплект
●	NP	Ø 3,5 мм	Ø 3,5 мм	Ø 3,0 мм	8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм, 18 мм	Не входит в комплект
●	RP	Ø 3,9 мм	Ø 4,3 мм	Ø 3,4 мм	8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм, 18 мм	Не входит в комплект
●	RP	Ø 3,9 мм	Ø 5,0 мм	Ø 3,4 мм	8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм, 18 мм	Не входит в комплект
●	WP	Ø 5,1 мм	Ø 5,5 мм	Ø 4,4 мм	7,0 мм, 8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм	Входит в комплект только для Nobel Active WP TiUnite®

Для установки имплантатов NobelActive® TiUnite® и NobelActive® TiUltra™ необходимо использовать имплантоводы для конического соединения Implant Driver Conical Connection 3.0/NP/RP/WP. Информацию об имплантоводах см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1090.

IFU1002. Имплантаты NobelParallel™ CC и NobelParallel™ CC TiUltra™

Имплантаты NobelParallel™ CC/NobelParallel™ TiUltra™ имеют внутреннее коническое соединение (CC) и доступны с узкой платформой (NP), стандартной платформой (RP) и широкой платформой (WP). Имплантаты совместимы с ортопедическими компонентами Nobel Biocare с внутренним коническим соединением.

Плат-форма	Диаметр имплантата	Платформа абатмента	Длина	Заглушка	Цветовая маркировка
NP	Ø 3,75 мм	Ø 3,0 мм	7 мм, 8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм, 18 мм	NobelParallel™ CC: входит в комплект NobelParallel™ TiUltra™: не входит в комплект	NobelParallel™ CC: пурпурный NobelParallel™ TiUltra™: нет цветовой маркировки для конкретной платформы
RP	Ø 4,3 мм	Ø 3,4 мм	7 мм, 8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм, 18 мм	NobelParallel™ CC: входит в комплект NobelParallel™ TiUltra™: не входит в комплект	NobelParallel™ CC: желтый NobelParallel™ TiUltra™: нет цветовой маркировки для конкретной платформы
RP	Ø 5,0 мм	Ø 3,4 мм	7 мм, 8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм, 18 мм	NobelParallel™ CC: входит в комплект NobelParallel™ TiUltra™: не входит в комплект	NobelParallel™ CC: желтый NobelParallel™ TiUltra™: нет цветовой маркировки для конкретной платформы
WP	Ø 5,5 мм	Ø 4,4 мм	7,0 мм, 8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм	NobelParallel™ CC: входит в комплект NobelParallel™ TiUltra™: не входит в комплект	NobelParallel™ CC: синий NobelParallel™ TiUltra™: нет цветовой маркировки для конкретной платформы

Для установки имплантатов NobelParallel™ CC и NobelParallel™ CC TiUltra™ необходимо использовать имплантоводы Conical Connection NP/RP/WP. Информацию об имплантоводах см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1090.

IFU1007. Brånemark System® Mk III TiUnite®, NobelSpeedy®, сверла Twist Drill, сверла Twist Step Drill, развальцовочные боры Counterbore, метчики Screw Tap

Наименование	Заглушка	Имплантовод	Винты	Абатменты			Оттичной трансфер Impression Coping
				Заживляющий	Временный	Постоянный	
Имплантаты Brånemark System® Mk III TiU NP	Заглушка Cover Screw Brånemark System® NP	Имплантовод Implant Driver NP Brånemark System® NP Переходник ключа для имплантовода Implant Driver Wrench Adapter NP	Винт углового абатмента Abutment Screw Multi-unit Angled Ортопедический винт Prosthetic Screw Multi-unit	Формирователь десны Healing Abutment NP	Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment NP	Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment CC NP	Оттичной трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray NP
					Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate NP Temporary Abutment NP с пластиковым колпачком Plastic Coping Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical NP Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical NP с пластиковым колпачком Plastic Coping Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging NP Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Engaging NP Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abutment Plastic Engaging NP Временный пластиковый абатмент без захвата Temporary Abutment Plastic Non-Engaging NP	Эстетический абатмент Esthetic Abutment NP Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment NP Абатмент Snappy™ Abutment NP Универсальное основание Universal Base NP Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging NP Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging NP Абатмент Multi-Unit Abutment NP Абатмент 17° Multi-Unit Abutment NP	Оттичной трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray NP Оттичной трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray Multi-unit NP Оттичной трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Multi-unit NP Трансфер для балки для метода закрытой ложки Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit NP Титановый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Titanium NP Пластиковый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Plastic NP
Имплантаты Brånemark System® Mk III TiU RP	Заглушка Cover Screw Brånemark System® RP	Имплантовод Implant Driver RP Brånemark System® Переходник ключа для имплантовода Implant Driver Wrench Adapter RP		Формирователь десны Healing Abutment RP	Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment RP	Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment RP	Оттичной трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray RP
					Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment RP с пластиковым колпачком Plastic Coping Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical RP Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical RP с пластиковым колпачком Plastic Coping Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging RP Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Engaging RP Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abutment Plastic Engaging RP Временный пластиковый абатмент без захвата Temporary Abutment Plastic Non-Engaging RP	Эстетический абатмент Esthetic Abutment RP Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment RP Абатмент Snappy™ Abutment RP Универсальное основание Universal Base RP Универсальное основание Universal Base с выгораемым колпачком Burn-out Coping RP Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging RP Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging RP Абатмент Multi-Unit Abutment RP Абатмент 17° Multi-Unit Abutment RP Абатмент 30° Multi-Unit Abutment RP Абатмент 30° Multi-Unit Abutment Non-Engaging RP Абатмент Locator Abutment RP Титановый шаровидный абатмент Ball Abutment Titanium RP	Оттичной трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray RP Трансфер для балки Impression Coping Bar Brånemark System® RP Оттичной трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray Multi-unit RP Оттичной трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Multi-unit RP Трансфер для балки для метода закрытой ложки Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit RP Титановый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Titanium RP Пластиковый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Plastic RP

Наименование	Заглушка	Имплантовод	Винты	Абатменты			Оттисковый трансфер Impression Coping
				Заживляющий	Временный	Постоянный	
Имплантаты Brånemark System® Mk III TiU WP	Заглушка Cover Screw Brånemark System® WP	Имплантовод Implant Driver WP Brånemark System Переходник ключа для имплантовода Implant Driver Wrench Adapter WP	Ортопедический винт Prosthetic Screw Multi-unit	Формирователь десны Healing Abutment WP	Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment WP	Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment WP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray WP
					Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment WP с пластиковым колпачком Plastic Coping	Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment WP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray WP
					Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical WP	Абатмент Snappy™ Abutment WP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray Multi-unit WP
					Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical WP с пластиковым колпачком Plastic Coping	Универсальное основание Universal Base WP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Multi-unit WP
					Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging WP	Универсальное основание Universal Base с выгораемым колпачком Burn-out Coping WP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Multi-unit WP
					Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Engaging WP	Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging WP	Трансфер для балки для метода закрытой ложки Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit WP
					Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abutment Plastic Engaging WP	Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging WP	Титановый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Titanium WP
					Временный пластиковый абатмент без захвата Temporary Abutment Plastic Non-Engaging WP	Абатмент Multi-Unit Abutment WP	Пластиковый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Plastic WP
						Абатмент Locator Abutment WP	
Имплантат NobelSpeedy® Shorty NP NobelSpeedy® Groovy NP	Заглушка Cover Screw Brånemark System® NP	Имплантовод Implant Driver NP Brånemark System® Переходник ключа для имплантовода Implant Driver Wrench Adapter NP	Винт углового абатмента Abutment Screw Multi-unit Angled Ортопедический винт Prosthetic Screw Multi-unit	Формирователь десны Healing Abutment NP	Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment NP	Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment CC NP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray NP
					Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate NP Temporary Abutment NP с пластиковым колпачком Plastic Coping	Эстетический абатмент Esthetic Abutment NP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray NP
					Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical NP	Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment NP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray NP
					Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical NP с пластиковым колпачком Plastic Coping	Абатмент Snappy™ Abutment NP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray Multi-unit NP
					Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging NP	Универсальное основание Universal Base NP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Multi-unit NP
					Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Engaging NP	Универсальное основание Universal Base с выгораемым колпачком Burn-out Coping NP	Трансфер для балки для метода закрытой ложки Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit NP
					Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abutment Plastic Engaging NP	Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging NP	Титановый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Titanium NP
					Временный пластиковый абатмент без захвата Temporary Abutment Plastic Non-Engaging NP	Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging NP	Пластиковый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Plastic NP
						Абатмент Multi-Unit Abutment NP	
						Абатмент 17° Multi-Unit Abutment NP	
						Абатмент Locator Abutment NP	
						Балка с золотым колпачком Gold Coping Bar Multi-unit (ортопедический винт Prosthetic screw входит в комплект поставки) NP	

Наименование	Заглушка	Имплантовод	Винты	Абатменты			Оттисковый трансфер Impression Coping
				Заживляющий	Временный	Постоянный	
Имплантат NobelSpeedy® Shorty RP	Заглушка Cover Screw Brånemark System® RP	Имплантовод Implant Driver RP Brånemark System	Винт углового абатмента Abutment Screw Multi-unit Angled	Формирователь десны Healing Abutment RP	Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment RP	Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment RP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray RP
Имплантат NobelSpeedy® Groovy RP					Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment RP с пластиковым колпачком Plastic Coping	Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment RP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray RP
					Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical RP	Абатмент Snappy™ Abutment RP	Трансфер для балки Impression Coping Bar Brånemark System® RP
					Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical RP с пластиковым колпачком Plastic Coping	Универсальное основание Universal Base RP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray Multi-unit RP
					Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging RP	Универсальное основание Universal Base с выгораемым колпачком Burn-out Coping RP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Multi-unit RP
					Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Engaging RP	Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging RP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Multi-unit RP
					Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abutment Plastic Engaging RP	Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging RP	Трансфер для балки для метода закрытой ложки Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit RP
					Временный пластиковый абатмент без захвата Temporary Abutment Plastic Non-Engaging RP	Абатмент Multi-Unit Abutment RP	Титановый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Titanium RP
						Абатмент 17° Multi-Unit Abutment RP	Пластиковый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Plastic RP
						Абатмент 30° Multi-Unit Abutment RP	
						Абатмент 30° Multi-Unit Abutment Non-Engaging RP	
						Абатмент Locator Abutment RP	
						Титановый шаровидный абатмент Ball Abutment Titanium RP	
						Абатмент для балки с опорой на имплантаты Gold Abutment Bar Implant Level (клинический винт Clinical screw входит в комплект поставки) RP	
						Балка с золотым колпачком Gold Coping Bar Multi-unit (ортопедический винт Prosthetic screw входит в комплект поставки) RP	
Имплантат NobelSpeedy® Shorty WP	Заглушка Cover Screw Brånemark System® WP	Имплантовод Implant Driver WP Brånemark System	Ортопедический винт Prosthetic Screw Multi-unit	Формирователь десны Healing Abutment WP	Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment WP	Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment WP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray WP
Имплантат NobelSpeedy® Groovy WP					Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment WP с пластиковым колпачком Plastic Coping	Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment WP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray WP
					Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical WP	Абатмент Snappy™ Abutment WP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Coping Open Tray Multi-unit WP
					Конический абатмент QuickTemp™ Abutment Conical WP с пластиковым колпачком Plastic Coping	Универсальное основание Universal Base WP	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Multi-unit WP
					Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging WP	Универсальное основание Universal Base с выгораемым колпачком Burn-out Coping WP	Трансфер для балки для метода закрытой ложки Impression Coping Bar Closed Tray Multi-unit WP
					Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Engaging WP	Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging WP	Титановый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Titanium WP
					Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abutment Plastic Engaging WP	Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging WP	Пластиковый временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Plastic WP
					Временный пластиковый абатмент без захвата Temporary Abutment Plastic Non-Engaging WP	Абатмент Multi-Unit Abutment WP	
						Абатмент Locator Abutment WP	

Сверла Twist Drill, сверла Twist Step Drill, развальцовочные боры Brånemark System® Counterbore и метчики Screw Tap совместимы с соединением наконечника в соответствии со стандартом ISO 1797-1. Имеются ограничители сверла.

IFU1008. Имплантат NobelReplace® Select™ TC

Наименование	Заглушка	Имплантовод	Клинические винты Clinical Screw	Абатменты			Оttиской трансфер Impression Coping	Другое
				Заживляющий	Временный	Постоянный		
Имплантат Replace Select™ TC NP	Заживляющий винт Healing Screw RplSel TC NP Заглушка Cover Screw NobRpl NP	Имплантовод Implant Driver NobRpl NP	Винт углового абатмента Screw Multi-unit Angled Abutment NobRpl NP Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobRpl NP Фиксирующий винт Abutment Screw NobRpl NP	Формирователь десны Healing Abutment NobRpl NP	Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging NobRpl NP Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Eng NobRpl NP Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abutment Plastic Eng NobRpl NP Временный пластиковый абатмент без захвата Temp Abutment Plastic Non-Eng NobRpl NP Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment NobRpl NP	Абатмент Snappy™ Abutments NobRpl NP Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobRpl NP Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment NobRpl NP Универсальное основание Universal Base Tri-Channel NP Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging NobRpl NP Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl NP Абатмент Multi-Unit Abutment NobRpl NP Абатмент 17° Multi-Unit Abutment NobRpl NP Титановый шаровидный абатмент Ball Abutment Titanium NobRpl NP Абатмент NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP w-u Абатмент NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP Абатмент Procera® Abutment Zr NobRpl NP	Оttиской трансфер для метода открытой ложки Impr Coping Open Tray NobRpl NP Ø 4,5 мм Оttиской трансфер для метода закрытой ложки Impr Coping Closed Tray NobRpl NP Оttиской трансфер Impr Cop Cl Tray Low Prof NRpl NP Оttиской трансфер для метода открытой ложки Impr Coping Open Tray NobRpl NP	Мостовидный протез Балочная конструкция с опорой на имплантаты Инструмент для извлечения имплантатов Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP 22 мм Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide NobRpl NP Ø 4,6 Втулка для извлечения имплантатов с трехканальным соединением Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 3,5
Имплантат Replace Select™ TC RP	Заживляющий винт Healing Screw RplSel TC RP Заглушка Cover Screw NobRpl NP	Имплантовод Implant Driver NobRpl RP	Винт углового абатмента Screw Multi-unit Angled Abutment NobRpl RP Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0 Фиксирующий винт Abutment Screw NobRpl RP/WP/6.0	Формирователь десны Healing Abutment NobRpl RP	Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging NobRpl RP Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Eng NobRpl RP Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abutment Plastic Eng NobRpl RP Временный пластиковый абатмент без захвата Temp Abutment Plastic Non-Eng NobRpl RP Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment NobRpl RP	Абатмент Snappy™ Abutments NobRpl RP Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobRpl RP Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment NobRpl RP Универсальное основание Universal Base Tri-Channel RP Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging NobRpl RP Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl RP Абатмент Multi-Unit Abutment NobRpl RP Абатмент 30° Multi-unit Abutment NobRpl RP Абатмент без захвата 30° Multi-u Abutment Non-Eng NobRpl RP Абатмент 17° Multi-Unit Abutment NobRpl RP Титановый шаровидный абатмент Ball Abutment Titanium NobRpl NP Абатмент NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP w-u Абатмент NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP Абатмент Procera® Abutment Zr NobRpl RP	Оttиской трансфер для метода закрытой ложки Impr Coping Closed Tray NobRpl RP Оttиской трансфер Impr Cop Cl Tray Low Prof NRpl RP Оttиской трансфер для метода открытой ложки Impr Coping Open Tray NobRpl RP	Мостовидный протез Балочная конструкция с опорой на имплантаты Инструмент для извлечения имплантатов Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/RP 31 мм Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide NobRpl RP Ø 5,3 Втулка для извлечения имплантатов с трехканальным соединением Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 4,3

IFU1010. Имплантаты с коническим соединением NobelReplace® Conical Connection, NobelReplace® Conical Connection PMC и NobelReplace® Conical Connection TiUltra™

Наименование	Заглушка	Имплантовод	Клинические винты Clinical Screw	Абатменты			Оттисковой трансфер Impression Coping	Другое
				Заживляющий	Временный	Постоянный		
Имплантаты с коническим соединением NobelReplace® Conical Connection NP Имплантаты с коническим соединением NobelReplace® Conical Connection PMC NP Имплантаты с коническим соединением NobelReplace® Conical Connection TiUltra™ NP	Заглушка Cover Screw CC NP	Имплантовод Implant Driver CC NP	Клинический винт Clinical Screw CC NP Клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw CC NP Клинический винт On1™ Clinical Screw NP Винт углового абатмента Screw MU Angled Abutment CC NP	Формирователь десны Healing Abutment CC NP Формирователь десны под мостовидные протезы Healing Abutment Bridge NP Узкий формирователь десны Slim Healing Abutment CC NP	Узкий временный абатмент Slim Temporary Abutment CC NP Временный абатмент с функцией защелкивания Temporary Snap Abutment CC NP Временный абатмент с захватом/без захвата Temporary Abutment Engaging/Non-Engaging CC NP	Универсальное основание Universal Base CC NP Универсальное основание Universal Base ASC CC NP Эстетический абатмент Esthetic Abutment CC NP Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment CC NP Абатмент Multi-Unit Abutment Plus CC NP (0°/17°/30°) Основание On1™ Base NP NobelProcera®: Абатмент из диоксида циркония NobelProcera® Abutment Zirconia CC NP Абатмент из титана NobelProcera® Abutment Ti CC NP Коронка NobelProcera® FCZ Implant Crown ASC CC NP Мостовидные протезы Implant Bridge Restoration (Ti, Zr) Несъемные и условно-съемные балки Fixed/Fixed Removable Bar (Ti)	Открытая ложка Open Tray CC NP Закрытая ложка Closed Tray CC NP Открытая ложка для мостовидных протезов Bridge Open Tray CC NP	Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobRpl CC NP Направляющая костной мельницы Bone Mill Guide CC NP Направляющий пин Guide Pin CC NP Металлический переходник Metal Adapter CC NP
Имплантат с коническим соединением NobelReplace® Conical Connection RP Имплантат с коническим соединением NobelReplace® Conical Connection PMC RP Имплантат с коническим соединением NobelReplace® Conical Connection TiUltra™ RP	Заглушка Cover Screw CC RP	Имплантовод Implant Driver CC RP	Клинический винт Clinical Screw CC RP/WP Клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw CC RP/WP Клинический винт On1™ Clinical Screw RP Винт углового абатмента Screw MU Angled Abutment CC RP	Формирователь десны Healing Abutment CC RP Формирователь десны под мостовидные протезы Healing Abutment Bridge RP Узкий формирователь десны Slim Healing Abutment CC RP	Узкий временный абатмент Slim Temporary Abutment CC RP Временный абатмент с функцией защелкивания Temporary Snap Abutment CC RP Временный абатмент с захватом/без захвата Temporary Abutment Engaging/Non-Engaging CC RP	Универсальное основание Universal Base CC RP Универсальное основание Universal Base ASC CC RP Эстетический абатмент Esthetic Abutment CC RP Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment CC RP Абатмент Multi-Unit Abutment Plus CC RP (0°/17°/30°) Основание On1™ Base RP NobelProcera®: Абатмент из диоксида циркония NobelProcera® ASC Abutment Zirconia CC RP Абатмент из титана NobelProcera® Abutment Ti CC RP Коронка NobelProcera® FCZ Implant Crown ASC CC RP Мостовидные протезы Implant Bridge Restoration (Ti, Zr) Несъемные и условно-съемные балки Fixed/Fixed Removable Bar (Ti)	Открытая ложка Open Tray CC RP Закрытая ложка Closed Tray CC RP Открытая ложка для мостовидных протезов Bridge Open Tray CC RP	Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobRpl CC RP Направляющая костной мельницы Bone Mill Guide CC RP Направляющий пин Guide Pin CC RP Металлический переходник Metal Adapter CC RP

IFU1012. Имплантаты Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC

Наименование	Заглушка	Имплантовод	Клинические винты Clinical Screw	Абатменты			Оптиской трансфер Impression Coping	Другое
				Заживляющий	Временный	Постоянный		
Replace Select™ Tapered NP	Заглушка Cover Screw NobRpl NP Заживляющий винт Healing Screw RplSel TC NP	Имплантовод Implant Driver NobRpl NP	Фиксирующий винт Abutment Screw NobelReplace® NP Винт углового абатмента Screw Multi-unit Angled Abutment NobRpl NP Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobRpl NP	Формирователь десны Healing Abutment NobRpl NP	Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging NobRpl NP Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Eng NobRpl NP Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment NobRpl NP Пластиковый/временный колпачок эстетического абатмента Plastic/Temp Coping Esthetic Abutment NP Пластиковый/временный колпачок Plastic/Temp Coping 15° Esthetic Ab NP	Абатмент Snappy Abutment NobRpl NP Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobRpl NP Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment NobRpl NP Универсальное основание Universal Base Tri-Channel NP Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging NobRpl NP Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl NP Абатмент Multi-Unit Abutment NobRpl NP Абатмент 17° Multi-unit Abutment NobRpl NP Абатмент Locator Abut для имплантата 3.5 RPL Sel Impl. Титановый шаровидный абатмент Ball Abutment Titanium NobRpl NP Абатмент NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP Абатмент Procera® Abutment Zr NobRpl NP	Оптиской трансфер для метода открытой ложки Impr Coping Open Tray NobRpl NP	Мостовидный протез Балочная конструкция с опорой на имплантаты Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide NobRpl NP Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide NobelReplace® NP Инструмент для извлечения имплантатов Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/ RP Втулка для извлечения имплантатов с трехканальным соединением Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 3,5 Универсальное основание Universal Base с выгораемым колпачком Burn-out Coping NP/ RP
Имплантат Replace Select™ Tapered RP	Заглушка Cover Screw NobRpl RP Заживляющий винт Healing Screw RplSel TC RP	Имплантовод Implant Driver NobRpl RP	Фиксирующий винт Abutment Screw NobRpl RP/WP/6.0 Винт углового абатмента Screw Multi-unit Angled Abutment NobRpl RP Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0	Формирователь десны Healing Abutment NobRpl RP	Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging NobRpl RP Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Eng NobRpl RP Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment NobRpl RP	Абатмент Snappy Abutment NobRpl RP Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobRpl RP Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment NobRpl RP Универсальное основание Universal Base Tri-Channel RP Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging NobRpl RP Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl RP Абатмент Multi-Unit Abutment NobRpl RP Абатмент 17° Multi-unit Abutment NobRpl RP Абатмент 30° Multi-unit Abutment NobRpl RP Абатмент Locator Abut для имплантата 4.3 RPL Sel Impl. Титановый шаровидный абатмент Ball Abutment Titanium NobRpl NP 3 мм Абатмент NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP Абатмент Procera® Abutment Zr NobRpl RP	Инструмент для извлечения имплантатов Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/ RP	Мостовидный протез Балочная конструкция с опорой на имплантаты Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide NobelReplace® RP Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide NobRpl RP Инструмент для извлечения имплантатов Impl Retr Instr Hex & Tri-Ch NP/ RP Втулка для извлечения имплантатов с трехканальным соединением Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 4,3 Универсальное основание Universal Base с выгораемым колпачком Burn-out Coping NP/ RP

Наименование	Заглушка	Имплантовод	Клинические винты Clinical Screw	Абатменты			Оттисковый трансфер Impression Coping	Другое
				Заживляющий	Временный	Постоянный		
Имплантат Replace Select™ Tapered WP	Заглушка Cover Screw NobRpl WP	Имплантовод Implant Driver NobRpl WP	Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0	Формирователь десны Healing Abutment NobRpl WP	Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging NobRpl WP Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Eng NobRpl WP Временный пластиковый абатмент без захвата Temp Abutment Plastic Non-Eng NobRpl WP Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment NobRpl WP Пластиковый/временный колпачок Plastic/Temp Cop Esthetic Ab NobRpl WP Пластиковый/временный колпачок Pl/Temp Coping 15° Esthetic Ab NobRpl WP	Абатмент Snappy Abutment NobRpl WP Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobRpl WP Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment NobRpl WP Универсальное основание Universal Base Tri-Channel WP Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl WP Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging NobRpl WP Абатмент Multi-unit Abutment NobRpl WP Абатмент Locator Abut для имплантата RPL Sel Impl. Абатмент NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® WP Абатмент Procera® Abutment Zr NobRpl WP	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impr Coping Open Tray NobRpl WP	Мостовидный протез Балочная конструкция с опорой на имплантаты Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide NobelReplace® WP Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide NobRpl WP Ø 6,5 Инструмент для извлечения имплантатов Impl Retr Instr CC RP & Tri-Ch WP Инструмент для извлечения имплантатов Impl Retr Instr CC RP& Tri-Ch WP& TCC RP Универсальное основание Universal Base с выгораемым колпачком Burn-out Coping WP
Имплантат Replace Select™ Tapered 6.0	Заглушка Cover Screw NobRpl 6,0 мм	Имплантовод Implant Driver NobRpl 6.0	Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0	Формирователь десны Healing Abutment NobRpl 6.0	Временный пластиковый абатмент с захватом Temporary Abut Plastic Eng NobRpl 6.0 Временный пластиковый абатмент без захвата Temp Abutment Plastic Non-Eng NobRpl 6.0 Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging NobRpl 6.0 Временный абатмент без захвата Temporary Abutment Non-Eng NobRpl 6.0 Временный абатмент для немедленной нагрузки Immediate Temporary Abutment NobRpl 6.0	Абатмент Snappy Abutment NobRpl 6.0 Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobRpl 6.0 Эстетический абатмент 15° Esthetic Abutment NobRpl 6.0 Абатмент без захвата GoldAdapt™ Non-Engaging NobRpl 6.0 Абатмент с захватом GoldAdapt™ Engaging NobRpl 6.0 Абатмент NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® 6.0 Абатмент Procera® Abutment Zr NobRpl 6.0	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impr Coping Open Tray NobRpl 6.0	Мостовидный протез Балочная конструкция с опорой на имплантаты Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide NobRpl 6.0 Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide NobRpl 6.0 Ø 7 Инструмент для извлечения имплантатов Impl Retr Instr Tri-Channel 6.0 22 мм

IFU1016. Заглушки Cover Screw

Закрутка	Тип соединения	Платформа имплантата	Совместимый имплантат	Отвертка
Закрутка Cover Screw Brånemark System® NP	Внешнее шестигранное	NP	Brånemark System® Имплантаты NobelSpeedy® Groovy	Отвертка для заглушки Cover Screw Driver Brånemark System Hexagon (IFU1085)
Закрутка Cover Screw Brånemark System® RP		RP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy NobelZygoma™ Q°	
Закрутка Cover Screw Brånemark System® WP		WP	Brånemark System® Имплантаты NobelSpeedy® Groovy	
Закрутка Cover Screw Conical Connection 3.0	Коническое соединение (CC)	3.0	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Unigrip™/Unigrip™ Plus (IFU1085)
Закрутка Cover Screw Conical Connection NP		NP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	
Закрутка Cover Screw Conical Connection RP		RP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	
Закрутка Cover Screw Conical Connection WP		WP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	
Закрутка Cover Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP	Триовальное коническое соединение (TCC)	NP	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	Omnigrip™ Mini (IFU1085)
Закрутка Cover Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	
Закрутка Cover Screw NobelReplace® NP	Внутреннее трехканальное	NP	NobelReplace® Tapered Groovy, Replace Select™	Unigrip™/Unigrip™ Plus (IFU1085)
Закрутка Cover Screw NobelReplace® RP		RP		
Закрутка Cover Screw NobelReplace® WP		WP		
Закрутка Cover Screw NobelReplace® 6,0 мм		6.0		

IFU1018. Эстетический абатмент Esthetic Abutment Conical Connection/Bmk System®/ NobelReplace™, эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

Совместимые платформы имплантатов и отвертки

Эстетический абатмент Esthetic Abutment	Тип соединения	Клинический винт	Цветовая маркировка	Отвертка	Пластиковый/временный колпачок
Эстетический абатмент с коническим соединением Esthetic Abutment Conical Connection 3.0	Коническое соединение	Клинический винт Clinical Screw Conical Connection 3.0	Отсутствует	Unigrip™/Unigrip™ Plus	-
Эстетический абатмент с коническим соединением Esthetic Abutment Conical Connection NP	Коническое соединение	Клинический винт Clinical Screw Conical Connection NP	●	Unigrip™/Unigrip™ Plus	-
Эстетический абатмент с коническим соединением Esthetic Abutment Conical Connection RP	Коническое соединение	Клинический винт Clinical Screw Conical Connection RP/WP	●	Unigrip™/Unigrip™ Plus	-
Эстетический абатмент с коническим соединением Esthetic Abutment Conical Connection WP	Коническое соединение	Клинический винт Clinical Screw Conical Connection RP/WP	●	Unigrip™/Unigrip™ Plus	-
Эстетический абатмент Esthetic Abutment Bmk System NP	Внешнее шестигранное	Фиксирующий винт Abutment Screw Brånemark System® NP	Отсутствует	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Пластиковый/временный колпачок эстетического абатмента Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Эстетический абатмент Esthetic Abutment Bmk System RP	Внешнее шестигранное	Фиксирующий винт Abutment Screw Brånemark System® RP	Отсутствует	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Пластиковый/временный колпачок эстетического абатмента Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Эстетический абатмент Esthetic Abutment Bmk System WP	Внешнее шестигранное	Фиксирующий винт Abutment Screw Brånemark System® WP	Отсутствует	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Пластиковый/временный колпачок эстетического абатмента Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobelReplace® NP	Трехканальное	Фиксирующий винт Abutment Screw NobelReplace® NP	●	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Пластиковый/временный колпачок эстетического абатмента Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment

Эстетический абатмент Esthetic Abutment	Тип соединения	Клинический винт	Цветовая маркировка	Отвертка	Пластиковый/временный колпачок
Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobelReplace® RP	Трехканальное	Фиксирующий винт Abutment Screw NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Пластиковый/временный колпачок эстетического абатмента Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobelReplace® WP	Трехканальное	Фиксирующий винт Abutment Screw NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Пластиковый/временный колпачок эстетического абатмента Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobelReplace® 6.0	Трехканальное	Фиксирующий винт Abutment Screw NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Пластиковый/временный колпачок эстетического абатмента Plastic/Temporary Coping Esthetic Abutment
Эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP	Три-овальное коническое соединение	Клинический винт Clinical Screw Nobel Biocare N1 TCC NP	● (винт)	Omnigrip™ Mini	-
Эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP	Три-овальное коническое соединение	Клинический винт Clinical Screw Nobel Biocare N1 TCC RP	● (винт)	Omnigrip™ Mini	-

IFU1023. Универсальные основания Universal Base и универсальные абатменты Universal Abutment Nobel Biocare N1™

Совместимые платформы имплантатов и отвертки

Универсальные основания Universal Base	Доступные платформы	Варианты высоты шейки	Усилие фиксации	Отвертка
Коническое соединение (CC)	NP RP WP	1,5 мм 3,0 мм	35 Н/см	Unigrip™/Unigrip™ Plus
Трехканальное	NP RP WP	1,5 мм 3,0 мм	35 Н/см	Unigrip™/Unigrip™ Plus
Внешнее шестигранное	NP RP WP	1,5 мм 3,0 мм	35 Н/см	Unigrip™/Unigrip™ Plus

Универсальные основания Universal Base ASC	Доступные платформы	Варианты высоты шейки	Усилие фиксации	Отвертка
Коническое соединение (CC)	NP* RP WP	1,0 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	35 Н/см	Omnigrip™
MUA**	NP* RP WP	1,5 мм	15 Н/см	Omnigrip™

Универсальные абатменты Universal Abutment Nobel Biocare N1™	Доступные платформы	Варианты высоты шейки	Усилие фиксации	Отвертка
Триовальное коническое соединение (TCC)	RP WP	1,5 мм 3,0 мм	20 Н/см	Omnigrip™ mini

* Универсальные основания без захвата с технологией ASC (угловая шахта винта) Non-Engaging Universal Bases ASC с размером платформы NP несовместимы с имплантатами NobelActive® S, NobelParallel™ S и NobelReplace® S, как описано в инструкции IFU1105.

** Универсальные основания с технологией ASC (угловая шахта винта) Universal Base MUA ASC нельзя использовать с абатментами на несколько единиц с внешним шестигранным соединением и платформой WP.

IFU1040. Пины для извлечения абатментов Abutment Release Pin CC

Абатмент	Пин для извлечения абатментов Abutment Release Pin CC 3.0	Пин для извлечения абатментов Abutment Release Pin CC NP	Пин для извлечения абатментов Abutment Release Pin CC RP/WP
Временный абатмент с коническим соединением и захватом Temporary Abutment Engaging Conical Connection и временный абатмент с коническим соединением без захвата Temporary Abutment Non-engaging Conical Connection	✓	Н/П	Н/П
Эстетический абатмент Esthetic Abutment Conical Connection	✓	Н/П	Н/П
Абатмент с коническим соединением и захватом GoldAdapt™ Engaging Conical Connection	✓	Н/П	Н/П
Универсальное основание с коническим соединением Universal Base ASC Conical Connection	Н/П	✓	✓
Абатмент из диоксида циркония с коническим соединением NobelProcera® Abutment Zirconia Conical Connection	Н/П	✓	✓

IFU1043. Инструменты для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrumentation

Инструмент	Тип соединения	Плат-форма	Держатель для машинных инструментов Handle for Machine instruments/Переходник для ортопедического динамометрического ключа Prosthetic Torque Wrench Adapter	Наконечник Handpiece (отвечающий требованиям DIN EN ISO 1797)		
Фиксирующий винт Abutment Screw Remover 3.0	Коническое соединение, внешний шестигранник, внутреннее трехканальное, триовальное коническое соединение (только платформы NP и RP)	3.0	-	X		
Инструмент для удаления фиксирующего винта Abutment Screw Remover NP		NP	-	X		
Фиксирующий винт Abutment Screw Remover RP/WP/6.0		RP	-	X		
		WP	-	X		
		6.0	-	X		
Реверсивное сверло для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Reverse Drill 3.0/NP		3.0	-	X		
	NP	-	X			
Реверсивное сверло для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Reverse Drill RP/WP/6.0	RP	-	X			
	WP	-	X			
	6.0	-	X			
Реверсивное сверло для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Reverse Drill CC 3.0/ NP и TCC NP/RP	Коническое соединение, внешний шестигранник, внутреннее трехканальное	3.0	-	X		
		NP	-	X		
		RP	-	X		
		WP	-	X		
		6.0	-	X		
	Три-овальное коническое соединение	NP	-	X		
		RP	-	X		
		Направляющая сверления Rescue Drill Guide Коническое соединение Conical Connection 3.0	3.0	-	-	
Направляющая сверления Rescue Drill Guide Коническое соединение Conical Connection NP	NP		-	-		
	Направляющая сверления Rescue Drill Guide Коническое соединение Conical Connection RP		RP	-	-	
			Направляющая сверления Rescue Drill Guide Коническое соединение Conical Connection WP	WP	-	-

Инструмент	Тип соединения	Плат-форма	Держатель для машинных инструментов Handle for Machine instruments/Переходник для ортопедического динамометрического ключа Prosthetic Torque Wrench Adapter	Наконечник Handpiece (отвечающий требованиям DIN EN ISO 1797)
Направляющая сверления Rescue Drill Guide	Внешнее шестигранное	NP	-	-
Внешнее шестигранное NP		RP	-	-
Направляющая сверления Rescue Drill Guide		WP	-	-
Внешнее шестигранное RP	Внутреннее трехканальное	NP	-	-
Направляющая сверления Rescue Drill Guide		RP	-	-
Трехканальное NP		WP	-	-
Направляющая сверления Rescue Drill Guide		6.0	-	-
Трехканальное Tri-Channel RP		NP	-	-
Направляющая сверления Rescue Drill Guide		RP	-	-
Трехканальное Tri-Channel WP	Три-овальное коническое соединение	NP	-	-
Направляющая сверления Rescue Drill Guide		RP	-	-
Трехканальное Tri-Channel 6.0		WP	-	-
Направляющая сверления Rescue Drill Guide	Коническое соединение, внешний шестигранник, внутреннее трехканальное	3.0	X	X
Инструмент для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument 3.0/NP		NP	X	X
Инструмент для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument		RP	X	X
RP/WP/6.0		WP	X	X
Инструмент для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument CC 3.0/ NP и TCC NP/RP		6.0	X	X
Инструмент для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument		6.0	X	X
Инструмент для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument	Три-овальное коническое соединение	NP	X	X
CC 3.0/ NP и TCC NP/RP		RP	X	X
Инструмент для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument		WP	X	X

Инструмент	Тип соединения	Плат-форма	Держатель для машинных инструментов Handle for Machine instruments/Переходник для ортопедического динамометрического ключа Prosthetic Torque Wrench Adapter	Наконечник Handpiece (отвечающий требованиям DIN EN ISO 1797)
Метчик для восстановления резьбы Screw Tap Repair M1.4	Коническое соединение	3.0	-	X
Метчик для восстановления резьбы Screw Tap Repair M1.6	Коническое соединение, внешний шестигранник	NP	-	X
Метчик для восстановления резьбы Screw Tap Repair M1.8	Внутреннее трехканальное	NP	-	X
Метчик для восстановления резьбы Screw Tap Repair M2.0	Коническое соединение	RP	-	X
		WP	-	X
	Внутреннее трехканальное	RP	-	X
		WP	-	X
		6.0	-	X
	Внешнее шестигранное	RP	-	X
Метчик для восстановления резьбы Screw Tap Repair M2.5	Внешнее шестигранное	WP	-	X
Метчик для восстановления резьбы Screw Tap Repair Tool Nobel Biocare N1™ TCC NP	Три-овальное коническое соединение	NP	-	X
Метчик для восстановления резьбы Screw Tap Repair Tool Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	-	X
Инструмент для удаления винта Nobel Biocare N1™ Base Screw Removal Tool NP/RP		NP/RP	X	-

IFU1048. Корневидные сверла Tapered Drill, сверла для плотной кости Dense Bone Drill, метчики Screw Tap

Многоразовые и одноразовые корневидные сверла Tapered Drill, сверла для плотной кости Dense Bone Drill, метчики Screw Tap совместимы со следующими компонентами:

Наконечник типа 1 в соответствии со стандартом ISO 1797.

Удлинитель сверла Drill Extension

Совместимость набора для сверления Drill kit 7–15 указана в таблице ниже.

Набор для сверления Drill kit 7–15 мм	Компоненты, включенные в комплект	Совместимость
	Сверло для хирургии по шаблону Guide Drill	Наконечник типа 1, стандарт ISO 1797
	Сверло Twist Drill w Tip 2 x 7–15 мм	Ограничитель сверла 2 мм Наконечник типа 1, стандарт ISO 1797
	Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8, 7–15 мм	Ограничитель сверла 2,8 мм Наконечник типа 1, стандарт ISO 1797

IFU1050. NobelZygoma™ 45°

- В сочетании с данным имплантатом необходимо использовать ортопедические компоненты «Brånemark System® Zygoma TiUnite®» из-за более короткого ортопедического винта.

- Дополнительную информацию о многокомпонентных абатментах Multi-unit abutment и совместимых ортопедических компонентах см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1075.

IFU1051. Имплантаты NobelZygoma™ 0°

- В сочетании с данным имплантатом необходимо использовать ортопедические компоненты Brånemark System®. Кроме того, в наличии имеются соответствующие угловые абатменты Multi-unit 45°/60°.

- Рукоятка Zygoma Handle соединяется с переходниками ключа для имплантовода Implant Driver Wrench Adapters RP и используется для извлечения имплантатов Zygoma Implants и их установки в остеотомическое отверстие.

- Дополнительную информацию о многокомпонентных абатментах Multi-unit abutment и совместимых ортопедических компонентах см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1075.

IFU1057. Клинические, фиксирующие, ортопедические винты

Клинический/фиксирующий/ортопедический винт	Абатмент/каркас	Отвертка
Клинический винт Clinical Screw CC	Универсальное основание Universal Base CC	Unigrip™/Unigrip™ Plus
	Эстетический абатмент Esthetic Abutment CC	
	Временный абатмент Temporary Abutment CC	
	Абатмент из титана NobelProcera® Abutment Ti CC	
	Абатмент из диоксида циркония NobelProcera® Abutment Zr CC	
	Мостовидный протез NobelProcera® Implant Bridge Ti CC	
	Мостовидный протез NobelProcera® Implant Bridge Zr CC	
	Балочная конструкция на имплантатах NobelProcera® Implant Bar Overdenture CC	
	Абатмент Snappy™ Abutment CC	
	GoldAdapt™ CC	
	Эстетический абатмент Procera Esthetic Abutment CC	
	Абатмент с узким профилем Narrow Profile Abutment CC	
Клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw CC	Абатмент ASC с угловой шахтой винта NobelProcera® Zr CC	Omnigrip™
	Коронка NobelProcera® HT ML FCZ Implant Crown CC	
	Мостовидный протез NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge CC	
	Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Implant Bridge CC	
Клинический винт Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC	Универсальный абатмент Universal Abutment TCC	Omnigrip™ Mini
	Абатмент 17°/30° Multi-unit Abutment Xcal™ TCC	
	Временный абатмент Temporary Abutment TCC	
	Формирователь десны Healing Abutment TCC	
	Эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC	
	Заготовка титанового абатмента Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ TCC	

Клинический/ фиксирующий/ ортопедический винт	Абатмент/каркас	Отвертка
Фиксирующий винт NobelReplace®	Универсальное основание Universal Base Tri-channel Эстетический абатмент Esthetic Abutment NobelReplace® Временный абатмент Temporary Abutment NobelReplace® Абатмент из титана NobelProcera® Abutment Ti NobelReplace® Мостовидный протез NobelProcera® Implant Bridge Ti NobelReplace® Балочная конструкция на имплантатах NobelProcera® Implant Bar Overdenture NobelReplace® Абатмент Snappy™ Abutment NobelReplace® GoldAdapt™ NobelReplace® Абатмент из золота для балки Gold Abutment Bar NobelReplace® Абатмент с узким профилем Narrow Profile Abutment NobelReplace®	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobelReplace®	Абатмент из диоксида циркония NobelProcera® Abutment Zr NobelReplace® Мостовидный протез NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge Мостовидный протез из диоксида циркония NobelReplace® NobelProcera® Zirconia Implant Bridge NobelReplace® Эстетический абатмент Procera® Esthetic Abutment NobelReplace®	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Фиксирующий винт Abutment Screw Brånemark System®	Универсальное основание Universal Base External Hex Эстетический абатмент Esthetic Abutment Brånemark System® Временный абатмент Temporary Abutment Brånemark System® Абатмент из титана NobelProcera® Abutment Ti Brånemark System® Мостовидный протез из титана NobelProcera® Implant Bridge Ti Brånemark System® Балочная конструкция на имплантатах NobelProcera® Implant Bar Overdenture Brånemark System® Абатмент Snappy™ Abutment Brånemark System® GoldAdapt™ Brånemark System® Абатмент из золота Gold Abutment Brånemark System® Абатмент CeraOne Abutment Brånemark System®	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment Brånemark System®	Абатмент из диоксида циркония NobelProcera® Abutment Zr Brånemark System® Мостовидный протез NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge Brånemark System® Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Implant Bridge Brånemark System® Эстетический абатмент Procera® Esthetic Abutment Brånemark System®	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Винт углового абатмента Screw Multi-unit Angled Abutment CC	Абатмент 17°/30° Multi-Unit Abutment CC	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Клинический винт Абатмент Multi-unit Nobel Biocare N1™ TCC	Прямой абатмент Straight Multi-unit Abutment Xeal™ TCC	Multi-unit
Винт углового абатмента Screw Multi-unit Angled Abutment NobelReplace®	Абатмент 17°/30° Multi-unit Abutment NobelReplace®	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Винт углового абатмента Screw Multi-unit Angled Abutment Brånemark System®	Абатмент 17°/30° Multi-unit Abutment Brånemark System®	Unigrip™/ Unigrip™ Plus

Клинический/ фиксирующий/ ортопедический винт	Абатмент/каркас	Отвертка
Ортопедический винт Абатмент Multi-unit	Временный абатмент Temporary Coping Multi-unit Abutment Мостовидный протез из титана NobelProcera® Implant Bridge Ti Multi-unit Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera® Implant Bridge Zr Multi-unit Балочная конструкция на имплантатах NobelProcera® Implant Bar Overdenture Multi-unit Мостовидный протез NobelProcera® HT ML FCZ Implant Bridge Multi-unit Золотой колпачок для абатмента Gold Coping Multi-unit	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Ортопедический винт абатмента Prosthetic Screw Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini	Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Implant Bridge Multi-unit	Omnigrip™ Mini
Ортопедический клинический винт Prosthetic Clinical Screw MUA Omnigrip	Универсальное основание Universal Base MUA ASC	Omnigrip™
Винт углового абатмента NobelZygoma 0° Angled Multi-unit Abutment Screw	Абатмент 45°/60° Multi-unit Abutment External Hex	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Фиксирующий винт Brånemark System® Zygoma Abutment Screw	Мостовидный протез NobelProcera® Implant Bridge Zygoma	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Винт углового абатмента Brånemark System® Zygoma Angled Multi-unit Abut Screw	Абатмент 17° Multi-unit Abut Brånemark System® Zygoma	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw Titanium (CC и Tri-Channel)	Абатмент Nobel Procera® Titanium Abutment ASC (CC и Tri-Channel) Универсальное основание Universal Base ASC 1,0/1,5 мм Временный абатмент с захватом/без захвата CC (полностью анодированный желтый) 1,5 мм	Omnigrip™
Длинный клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw Long	Универсальное основание Universal Base ASC 2,5/3,5 мм Временный абатмент с захватом/без захвата Temporary Abutment Engaging/Non-engaging CC (полностью анодированный желтый) 2,5/3,5 мм	Omnigrip™

Клинический/ фиксирующий/ ортопедический винт	Абатмент/каркас	Отвертка
Временный ортопедический винт абатмента Temporary Prosthetic Screw Multi-unit	Абатмент Multi-Unit Abutment Plus CC NP/RP/WP	Omnigrip™
	Абатмент Multi-Unit Abutment Xea™ CC NP/RP/WP	Mini
	Угловой абатмент 17° Multi-Unit Abutment Plus CC NP/RP/WP	
	Угловой абатмент 17° Multi-Unit Abutment Xea™ CC NP/RP/WP	
	Угловой абатмент 30° Multi-Unit Abutment Plus CC NP/RP	
	Угловой абатмент 30° Multi-Unit Abutment Xea™ CC NP/RP	
	Абатмент Multi-unit Abutment Xea™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP	
	Угловой абатмент 17° Multi-Unit Abutment Xea™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP	
	Угловой абатмент 30° Multi-Unit Abutment Xea™ Nobel Biocare N1™ TCC RP	
	Абатмент Multi-Unit Abutment NobRpl NP/RP/WP	
	Угловой абатмент 17° Multi-Unit Abutment NobelReplace® NP/RP	
	Угловой абатмент 30° Multi-Unit Abutment NobelReplace® RP	
	Абатменты Multi-unit Abutment Brånemark System® NP/RP	
	Угловые абатменты 17° Multi-Unit Abutment Brånemark System® NP/RP	
	Угловые абатменты 30° Multi-Unit Abutment Brånemark System® RP	
	Абатменты Multi-unit Abutment Brånemark System® Zygoma	
	Угловые абатменты 17° Multi-unit Abutment Brånemark System® Zygoma	
	Угловой абатмент 45° Multi-Unit Abutment External Hex RP	
	Угловой абатмент 60° Multi-Unit Abutment External Hex RP	
	Аналоги абатмента Multi-unit Abutment	
	Аналоги Elos Accurate	
	Nobel Biocare ReverseScan Multi-unit	

IFU1067. Лоток PureSet™ Tray

Существует несколько моделей лотков PureSet™ Tray, предназначенных для различных хирургических и ортопедических протоколов Nobel Biocare. Инструменты и компоненты, совместимые с различными лотками, указаны на соответствующих схемах расположения инструментов. Для получения информации о схемах расположения инструментов обратитесь в офис продаж компании Nobel Biocare.

IFU1074. Концепция On1™

Наименование	Совместимый имплантат	Абатмент	Винт	Отвертка
Основание On1™ Base CC NP 1,75 мм	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Временный абатмент с захватом On1™ Temporary Abutment Engaging	Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм NP	Отвертка On1™ Screwdriver
Основание On1™ Base CC NP 2,5 мм		Временный абатмент без захвата On1™ Temporary Abutment Non-Engaging	Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм NP	
Основание On1™ Base CC RP 1,75 мм		Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment	Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм RP	
Основание On1™ Base CC RP 2,5 мм		Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Engaging	Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм RP	
Основание On1™ Base CC WP 1,75 мм		Эстетический абатмент On1™ Esthetic Abutment	Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм WP	
Основание On1™ Base CC WP 2,5 мм			Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм WP	
Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment 0,3 мм NP	Н/П	Основание On1™ Base	Ортопедический винт On1™ Prosthetic Screw	Отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver
Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment 1,25 мм NP		Основание On1™ Base Xea	Лабораторный ортопедический винт On1™ Prosthetic Lab Screw	
Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment 0,3 мм RP				
Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment 1,25 мм RP				
Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment 0,3 мм WP				
Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment 1,25 мм WP				

Наименование	Совместимый имплантат	Абатмент	Винт	Отвертка
Эстетический абатмент On1™ Esthetic Abutment Titanium 0,3 мм NP	Н/П	Основание On1™ Base Основание On1™ Base Xeal	Ортопедический винт On1™ Prosthetic Screw Лабораторный ортопедический винт On1™ Prosthetic Lab Screw	Отвертка Unigrip™/ Unigrip™ Plus Screwdriver
Эстетический абатмент On1™ Esthetic Abutment Titanium 0,3 мм RP				
Эстетический абатмент On1™ Esthetic Abutment Titanium 0,3 мм WP				
Основание On1™ Base Xeal™ CC NP 1,75 мм	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Временный абатмент с захватом On1™ Temporary Abutment Engaging Временный абатмент без захвата On1™ Temporary Abutment Non-Engaging Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Engaging Эстетический абатмент On1™ Esthetic Abutment	Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм NP	Отвертка On1™ Screwdriver
Основание On1™ Base Xeal™ CC NP 2,5 мм			Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм NP	
Основание On1™ Base Xeal™ CC RP 1,75 мм			Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм RP	
Основание On1™ Base Xeal™ CC RP 2,5 мм			Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм RP	
Основание On1™ Base Xeal™ CC WP 1,75 мм			Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм WP	
Основание On1™ Base Xeal™ CC WP 2,5 мм			Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм WP	
Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Eng NP 0,3 мм			Н/П	
Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Eng NP 1,25 мм				
Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Eng RP 0,3 мм				
Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Eng RP 1,25 мм				
Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Eng WP 0,3 мм				
Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Eng WP 1,25 мм				
Заживляющий колпачок On1™ Healing Cap NP 1,5 мм	Н/П	Основание On1™ Base Основание On1™ Base Xeal		Ортопедический винт On1™ Prosthetic Screw
Заживляющий колпачок On1™ Healing Cap NP 2,5 мм				
Заживляющий колпачок On1™ Healing Cap RP 1,5 мм				
Заживляющий колпачок On1™ Healing Cap RP 2,5 мм				
Заживляющий колпачок On1™ Healing Cap WP 1,5 мм				
Заживляющий колпачок On1™ Healing Cap WP 2,5 мм				
Заживляющий колпачок On1™ IOS Healing Cap 6 мм NP			Н/П	
Заживляющий колпачок On1™ IOS Healing Cap 4,5 мм NP				
Заживляющий колпачок On1™ IOS Healing Cap 6 мм RP				
Заживляющий колпачок On1™ IOS Healing Cap 4,5 мм RP				
Заживляющий колпачок On1™ IOS Healing Cap 5 мм WP				
Заживляющий колпачок On1™ IOS Healing Cap 4 мм WP				
Временный абатмент с захватом On1™ Temporary Abutment Engaging NP	Н/П	Основание On1™ Base Основание On1™ Base Xeal		Ортопедический винт On1™ Prosthetic Screw Лабораторный ортопедический винт On1™ Prosthetic Lab Screw
Временный абатмент без захвата On1™ Temporary Abutment Non-Engaging NP				
Временный абатмент с захватом On1™ Temporary Abutment Engaging RP				
Временный абатмент без захвата On1™ Temporary Abutment Non-Engaging RP				
Временный абатмент с захватом On1™ Temporary Abutment Engaging WP				
Временный абатмент без захвата On1™ Temporary Abutment Non-Engaging WP				

Наименование	Совместимый имплантат	Абатмент	Винт	Отвертка
Оттисной трансфер для метода закрытой ложки On1™ Impression Coping Closed Tray NP	Н/П	Основание On1™ Base Основание On1™ Base Xeal	Н/П	Отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver
Оттисной трансфер для метода закрытой ложки On1™ Impression Coping Closed Tray RP				
Оттисной трансфер для метода закрытой ложки On1™ Impression Coping Closed Tray WP				
Оттисной трансфер для метода открытой ложки On1™ Impression Coping Open Tray NP				
Оттисной трансфер для метода открытой ложки On1™ Impression Coping Open Tray RP				
Оттисной трансфер для метода открытой ложки On1™ Impression Coping Open Tray WP				
Оттисной трансфер для метода открытой ложки без захвата On1™ Impression Coping Open Tray N-Eng NP	Н/П	Основание On1™ Base Основание On1™ Base Xeal	Н/П	Отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver
Оттисной трансфер для метода открытой ложки без захвата On1™ Impression Coping Open Tray N-Eng RP				
Оттисной трансфер для метода открытой ложки без захвата On1™ Impression Coping Open Tray N-Eng WP				
Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм NP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Временный абатмент с захватом On1™ Temporary Abutment Engaging Временный абатмент без захвата On1™ Temporary Abutment Non-Engaging Универсальный абатмент On1™ Universal Abutment Универсальный абатмент без захвата On1™ Universal Abutment Non-Engaging Эстетический абатмент On1™ Esthetic Abutment	Ортопедический винт On1™ Prosthetic Screw Лабораторный ортопедический винт On1™ Prosthetic Lab Screw Винт оттисного трансфера On1™ Impression Coping Screw	Отвертка On1™ Screwdriver
Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм NP				
Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм RP				
Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм RP				
Клинический винт On1™ Clinical Screw 1,75 мм WP				
Клинический винт On1™ Clinical Screw 2,5 мм WP				
Ортопедический винт On1™ Prosthetic Screw	Н/П		Клинический винт On1™ Clinical Screw	Отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver
Машинная отвертка On1™ Screwdriver Machine 21 мм	Н/П	Основание On1™ Base Основание On1™ Base Xeal	Клинический винт On1™ Clinical Screw	Н/П
Ручная отвертка On1™ Screwdriver Manual 25 мм	Н/П	Основание On1™ Base Основание On1™ Base Xeal	Клинический винт On1™ Clinical Screw	Н/П

IFU1075. Абатменты Multi-unit Abutment и заживляющие колпачки Healing Cap Multi-unit

Абатмент Multi-unit Abutment / платформы	Совместимый имплантат	Заживляющий колпачок Healing Cap	Отвертка
Коническое соединение (CC)			
Абатмент Multi-Unit Abutment Plus CC NP/RP/WP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Заживляющий колпачок Healing Cap Multi-unit Titanium	Заживляющий колпачок: Unigrip™/Unigrip™ Plus Прямые абатменты MUA: отвертка для MUA Угловые абатменты MUA: Unigrip™/Unigrip™ Plus
Абатмент Multi-Unit Abutment Xea1™ CC NP/RP/WP			
Угловой абатмент 17° Multi-Unit Abutment Plus CC NP/RP/WP			
Угловой абатмент 17° Multi-Unit Abutment Xea1™ CC NP/RP/WP			
Угловой абатмент 30° Multi-Unit Abutment Plus CC NP/RP			
Угловой абатмент 30° Multi-Unit Abutment Xea1™ CC NP/RP			

Абатмент Multi-unit Abutment / платформы	Совместимый имплантат	Заживляющий колпачок Healing Cap	Отвертка
Триовальное коническое соединение (TCC)			
Абатмент Multi-unit Abutment Xea1™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP	Nobel Biocare N1™	Заживляющий колпачок Healing Cap Multi-unit Titanium	Заживляющий колпачок: Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Угловой абатмент 17° Multi-Unit Abutment Xea1™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP			Прямые абатменты MUA: отвертка для MUA
Угловой абатмент 30° Multi-Unit Abutment Xea1™ Nobel Biocare N1™ TCC RP			Угловые MUA: Omnigrip™ Mini
Внутреннее трехканальное соединение			
Абатмент Multi-Unit Abutment NobRpl NP/RP/WP	Replace Select™ NobelSpeedy® Replace™ NobelSpeedy® Replace	Заживляющий колпачок Healing Cap Multi-unit Titanium	Заживляющий колпачок: Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Угловой абатмент 17° Multi-Unit Abutment NobelReplace® NP/RP			Угловые абатменты MUA: Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Угловой абатмент 30° Multi-Unit Abutment NobelReplace® RP			

Абатмент Multi-unit Abutment / платформы	Совместимый имплантат	Заживляющий колпачок Healing Cap	Отвертка
Внешнее шестигранное			
Абатменты Multi-unit Abutment Brånemark System® NP/RP Угловые абатменты 17° Multi-Unit Abutment Brånemark System® NP/RP Угловые абатменты 30° Multi-Unit Abutment Brånemark System® RP	Brånemark System® Имплантаты NobelSpeedy® Groovy	Заживляющий колпачок Healing Cap Multi-unit Titanium	Заживляющий колпачок: Unigrip™/ Unigrip™ Plus Прямые абатменты MUA: отвертка для MUA Угловые абатменты MUA: Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Абатменты Multi-unit Abutment Brånemark System® WP	Brånemark System® Имплантаты NobelSpeedy® Groovy	Заживляющий колпачок Healing Cap Multi-unit Brånemark System® WP	Заживляющий колпачок: Unigrip™/ Unigrip™ Plus Прямые абатменты MUA: отвертка для MUA
Абатменты Multi-unit Abutment Brånemark System® Zygoma Угловые абатменты 17° Multi-unit Abutment Brånemark System® Zygoma	Brånemark System® Zygoma	Заживляющий колпачок Healing Cap Multi-unit Titanium	Заживляющий колпачок: Unigrip™/ Unigrip™ Plus Прямые абатменты MUA: отвертка для MUA Угловые абатменты MUA: Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Угловой абатмент 45° Multi-Unit Abutment External Hex RP Угловой абатмент 60° Multi-Unit Abutment External Hex RP	NobelZygoma™ 0°		Заживляющий колпачок: Unigrip™/ Unigrip™ Plus Угловые абатменты MUA: Unigrip™/ Unigrip™ Plus

IFU1085. Отвертки

Отвертка	Интерфейс винта	Соединение наконечника	Инструменты
Ручная отвертка Omnigrip™ Screwdriver Manual	Omnigrip™	Н/П	Н/П
Машинная отвертка Omnigrip™ Screwdriver Machine	Omnigrip™	Инструменты с интерфейсом ISO 1797	– Держатель для машинных инструментов Handle for Machine Instruments – Переходники для динамометрического ключа Torque Wrench Adapter
Ручная отвертка Omnigrip™ Mini Screwdriver Manual	Omnigrip™ Mini	Н/П	Н/П
Машинная отвертка Omnigrip™ Mini Screwdriver Machine	Omnigrip™ Mini	Инструменты с интерфейсом ISO 1797	– Держатель для машинных инструментов Handle for Machine Instruments – Переходники для динамометрического ключа Torque Wrench Adapter
Ручная отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Н/П	Н/П
Машинная отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus	Unigrip™/Unigrip™ Plus	Инструменты с интерфейсом ISO 1797	– Держатель для машинных инструментов Handle for Machine Instruments – Переходники для динамометрического ключа Torque Wrench Adapter
Ручная отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Plus Screwdriver Manual	Unigrip™/Unigrip™ Plus Plus	Н/П	Н/П
Машинная отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Plus Screwdriver Machine	Unigrip™/Unigrip™ Plus Plus	Инструменты с интерфейсом ISO 1797	– Держатель для машинных инструментов Handle for Machine Instruments – Переходники для динамометрического ключа Torque Wrench Adapter

Отвертка	Интерфейс винта	Соединение наконечника	Инструменты
Ручная отвертка для абатментов Multi-unit Screwdriver Manual	Внутренний шестигранник	Н/П	Н/П
Машинная отвертка для абатментов Screwdriver Machine Multi-unit	Внутренний шестигранник	Инструменты с интерфейсом ISO 1797	– Держатель для машинных инструментов Handle for Machine Instruments – Переходники для динамометрического ключа Torque Wrench Adapter
Ручная отвертка Screwdriver M-u Bmk Syst WP Manual	Внутренний шестигранник	Н/П	Н/П
Машинная отвертка M-u Bmk Syst WP	Внутренний шестигранник	Инструменты с интерфейсом ISO 1797	– Держатель для машинных инструментов Handle for Machine Instruments – Переходники для динамометрического ключа Torque Wrench Adapter
Шестигранная отвертка для заглушки Cover screwdriver Bmk Syst hexagon	Внешнее шестигранное	Н/П	Н/П

IFU1086. Оттисковые трансферы

Оттисковый трансфер Impression Coping	Методика	Доступные платформы	Цветовая маркировка	Отвертка
Коническое соединение (CC)	Открытая ложка	3.0	Отсутствует	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
		NP	●	
		RP	●	
		WP	●	
	Закрытая ложка	3.0	Отсутствует	
		NP	●	
		RP	●	
Триовальное коническое соединение (TCC)	Открытая ложка	NP	●	Omnigrip™ mini
		RP	●	
	Закрытая ложка	NP	●	
		RP	●	
Трехканальное	Открытая ложка	NP	●	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
		RP	●	
		WP	●	
		6.0	●	
Внешнее шестигранное	Открытая ложка	NP	Отсутствует	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
		RP		
		WP		
Абатмент Multi-unit	Открытая ложка	NP/RP/WP	Отсутствует	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
	Закрытая ложка	NP/RP/WP		
Brånemark System® Zygoma	Открытая ложка	RP	Отсутствует	Unigrip™/ Unigrip™ Plus

IFU1087. Система Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC System

Таблица совместимости имплантатов

Имплантат	Имплантовод	Заглушка
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3,5 x 9 мм	Имплантовод Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP	Заглушка Cover Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1016)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3,5 x 11 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3,5 x 13 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3,5 x 15 мм	Имплантовод Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP	Заглушка Cover Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1016)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4,0 x 7 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4,0 x 9 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4,0 x 11 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4,0 x 13 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4,0 x 15 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4,8 x 7 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4,8 x 9 мм		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4,8 x 11 мм		

Совместимые системы абатментов и оттисковые трансферы

Система имплантатов	Система абатментов и оттисковые трансферы
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP	Формирователь десны Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1094)
	Временный абатмент Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1093)
	Универсальный абатмент Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1023)
	Локатор Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1091)
	Оттисковый трансфер для метода открытой ложки Impression Cop Open Tray Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086)
	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Cop Closed Tray Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086)
	Абатмент Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075)
	Угловой абатмент 17° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075)
	Основание Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri NP (IFU1088)
	Эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ NP (IFU1018)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP	Формирователь десны Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1094)
	Временный абатмент Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1093)
	Универсальный абатмент Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1023)
	Локатор Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1091)
	Оттисковый трансфер для открытой ложки Impression Cop Open Tray Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086)
	Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Cop Closed Tray Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086)
	Абатмент Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	Угловой абатмент 17° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	Угловой абатмент 30° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	Основание Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri RP (IFU1088)

IFU1088. Концепция Nobel Biocare N1™ Base

Основание Base	Доступные платформы	Варианты высоты			Усилие фиксации	Отвертка
Основание Nobel Biocare NT™ Base Xeal™	NP	1,75 мм/2,5 мм/3,5 мм			20 Н/см	Отвертка для основания N1 Base Screwdriver
	RP	1,75 мм/2,5 мм/3,5 мм				
Абатменты и компонент с уровня основания	Доступные платформы	С захватом	Без захвата	Цветовая маркировка	Варианты высоты	Отвертка
Формирователь десны Healing Abutment Nobel Biocare NT™ Base	NP	X	-	●	2 мм	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	●	3 мм (анатомическая форма) 4 мм	
Формирователь десны IOS Healing Abutment Nobel Biocare NT™ Base	NP	X	-	● (винт)	4,5 мм	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	● (винт)		
Временный абатмент Temporary Abutment Nobel Biocare NT™ Base	NP	X	X	● (винт)	10 мм	Omnigrip™ mini
	RP	X	X	● (винт)		
Универсальный абатмент Universal Abutment Nobel Biocare NT™ Base	NP	X	X	● (винт)	4 мм	Omnigrip™ mini
	RP	X	X	● (винт)		
Оттисковый трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray Nobel Biocare NT™ Base	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	●	-	
Оттисковый трансфер для метода закрытой ложки Impression Coping Closed Tray Nobel Biocare NT™ Base	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	●	-	
Локатор Position Locator Nobel Biocare NT™ Base	NP	X	-	●	-	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	●	-	
Эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare NT™ Base	NP	X	-	● (винт)	0,5 мм (щечный край)	Omnigrip™ mini
	RP	X	-	● (винт)	0,5 мм (щечный край)	

IFU1089. Костные мельницы Bone Mill и направляющие для костных мельниц Bone Mill Guide

Костная мельница Bone Mill	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide	Совместимый имплантат	Отвертка
Костная мельница с направляющей для конического соединения Bone Mill with Guide Conical Connection 3.0	Направляющая для костной мельницы для конического соединения Bone Mill Guide Conical Connection 3.0	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Костная мельница с направляющей для конического соединения Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 4,4	Направляющая для костной мельницы для конического соединения Bone Mill Guide Conical Connection NP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC NP).	
Костная мельница с направляющей для конического соединения Bone Mill with Guide Conical Connection NP Ø 5,2			
Костная мельница с направляющей для конического соединения Bone Mill with Guide Conical Connection RP Ø 5,2	Направляющая для костной мельницы для конического соединения Bone Mill Guide Conical Connection RP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC RP).	
Костная мельница с направляющей для конического соединения Bone Mill with Guide Conical Connection RP Ø 6,2			
Костная мельница с направляющей для конического соединения Bone Mill with Guide Conical Connection WP Ø 6,7	Направляющая для костной мельницы для конического соединения Bone Mill Guide Conical Connection WP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC WP).	
Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide Brånemark System® NP Ø 4,5	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide Brånemark System® NP	NobelSpeedy® Groovy NP Brånemark System NP	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide Brånemark System® RP Ø 5,1	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide Brånemark System® RP	NobelSpeedy® Groovy RP Brånemark System® RP NobelZygoma™	
Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide Brånemark System® WP Ø 6,5	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide Brånemark System® WP	NobelSpeedy® Groovy WP Brånemark System® WP	
Костная мельница Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 4,0	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 4,0	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP	Omnigrip™ Mini
Костная мельница Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 5,2		
Костная мельница Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 5,2	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP	

Костная мельница Bone Mill	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide	Совместимый имплантат	Отвертка
Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide для имплантатов NobelReplace™ NP Ø 4,6	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide для имплантатов NobelReplace™ NP Ø 4,6	Replace Select TC NP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	Unigrip™/Unigrip™ Plus
Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide для имплантата NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7	Костная мельница с направляющей Bone Mill Guide для имплантата NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7	Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide для имплантатов NobelReplace™ RP Ø 5,3	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide для имплантатов NobelReplace™ RP Ø 5,3	Replace Select TC RP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Костная мельница с направляющей Bone Mill with Guide для имплантатов NobelReplace™ WP Ø 6,5	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide для имплантатов NobelReplace™ WP Ø 6,5	Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	

IFU1090. Многообразные инструменты и компоненты Nobel Biocare

Шаблон All-on-4® Guide

Имплантат	Сверла
Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Отвертки Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver, сверло Twist Drill Ø 2,0 мм, пилотное сверло Drill with Tip Tapered 2,0 мм
NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Имплантаты с частично фрезерованной шейкой Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC)	
Имплантаты NobelSpeedy® Groovy	
Brånemark System®	
NobelZygoma 0° и 45°	

Позиционер Multi-unit Aligning Instrument

Имплантат	Тип соединения	Имплантовод
Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Коническое соединение (CC)	Имплантоводы для конического соединения Implant Driver Conical Connection
NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered Partially Имплантаты с фрезерованной шейкой Machined Collar (PMC)	Трехканальное соединение	Имплантоводы Implant Driver NobelReplace®

Ключ для извлечения имплантов Combined Open-end Wrench

Имплантат	Совместимые имплантоводы
Brånemark System® NobelSpeedy®	Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP
NobelParallel™	Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5
Система Trefoil™	Имплантовод Trefoil™
NobelActive®	Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelActive® NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5
NobelReplace® CC	Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0
NobelReplace® Tapered	Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelReplace® Tapered NP 3.5, RP 4.0, WP 5.0, 6.0

Переходник для наконечника Connection to Handpiece

Переходник для наконечника Connection to Handpiece	Совместимые компоненты	Имплантат
Переходник для наконечника Connection to Handpiece	Имплантоводы для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP Имплантовод Zygoma	Brånemark System® NobelSpeedy® Имплантат Zygoma RP
Переходник для наконечника NobelReplace® Connection to Handpiece	Guided Implant Mount NobelActive® NP, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mounts NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelReplace® NP 3.5, RP 4.3, WP 5.0, 6.0 Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0 Имплантовод Implant Mount Ø 5 мм	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).

Глубиномер Depth Probe 7–18 мм Z-образной формы и глубиномер NobelSpeedy® Depth Probe 18–25 мм

Глубиномеры не подсоединяются к другим компонентам.

Индикатор направления Direction Indicator Ø 2/Ø 2,4–2,8 мм и индикаторы направления Direction Indicators Tapered NP/RP/WP/6.0

Индикаторы направления не подсоединяются к другим компонентам.

Держатель для втулки и направляющей сверления Handle for Implant Rescue Collar and Drill Guides

Держатель для втулки и направляющих сверления Handle for Implant Rescue Collar and Drill Guides можно соединять с втулками для извлечения имплантатов Implant Rescue Collar и направляющими сверления Rescue Drill Guide.

Держатель для машинных инструментов Handle for Machine Instruments

Держатель для машинных инструментов Handle for Machine Instruments можно соединять с машинными отвертками Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus, машинными отвертками Omnigrip™ Screwdriver Machine, машинными отвертками Screwdriver Machine Multi-unit, отвертками Omnigrip™ Mini Screwdriver, инструментами для удаления фиксирующего винта Abutment Screw Remover, инструментами для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument, метчиками для восстановления резьбы Screw Tap Repairs.

Имплантоводы Implant Driver

Имплантоводы прикрепляются к стоматологическому наконечнику или угловому наконечнику стандарта ISO 1797, а также к внутреннему или внешнему соединению следующих имплантатов.

Имплантовод	Совместимый имплантат
Имплантоводы Implant Driver CC 3.0 (28/37 мм) Имплантоводы Implant Driver CC NP (28/37 мм) Имплантоводы Implant Driver CC RP (28/37 мм) Имплантоводы Implant Driver CC WP (28/37 мм) Имплантоводы Implant Driver CC Slim Abutment 3.0/NP/RP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).
Имплантоводы Implant Driver NobelReplace® NP (короткие/длинные) Имплантоводы Implant Driver NobelReplace® RP (короткие/длинные) Имплантоводы Implant Driver NobelReplace® WP (короткие/длинные) Имплантоводы Implant Driver NobelReplace® 6.0 (короткие/длинные)	NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered PMC
Имплантоводы Implant Driver Brånemark System® NP (26/34 мм) Имплантоводы Implant Driver Brånemark System® RP (21/26/34 мм) Имплантоводы Implant Driver Brånemark System® WP (21/26 мм)	Brånemark System®

Переходники имплантов Implant Driver Wrench Adapters Brånemark System® NP/RP/WP

Имплантат	Динамометрический ключ Torque Wrench
Brånemark System®	Ручной динамометрический ключ Brånemark System® Manual Torque Wrench
NobelSpeedy®	

Хирургическая отвертка Surgical Driver NobelReplace®

Имплантат	Имплантовод
Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Имплантоводы для конического соединения Implant Driver Conical Connection
Имплантаты NobelReplace® Tapered Groovy, Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC)	Имплантоводы Implant Driver NobelReplace® и Replace Select™ Tapered
Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™	Имплантовод Nobel Biocare N1™ Implant Driver

Мандрен Irrigation Needle

Мандрен Irrigation Needle подсоединяется к шприцу, содержащему чистящий раствор, и используется для промывки внутренних каналов и просвета катетризованных сверл и метчиков во время обработки или повторной обработки.

Мукотомы Tissue Punch

Мукотомы прикрепляются к стоматологическому наконечнику или угловому наконечнику стандарта ISO 1797.

IFU1091. Позиционные локаторы

Наименование	Соединение	Платформа	Усилие фиксации	Отвертка
Локаторы Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC	Три-овальное коническое соединение (TCC)	NP/RP	Затягивание винта вручную	Omnigrip™ Mini
Локаторы Position Locator Nobel Biocare N1™ Base	N1 Base	NP/RP	Затягивание винта вручную	Omnigrip™ Mini
Nobel Biocare Multi-unit PoLo 8 мм	Абатменты Nobel Biocare Multi-unit и абатменты Multi-unit сторонних производителей	NP/RP	Затягивание винта вручную	Unigrip™/Unigrip Plus
Nobel Biocare Multi-unit PoLo Bmk WP 8 мм		Внешнее шестигранное соединение External Hex WP		
Nobel Biocare Multi-unit PoLo 11 мм		NP/RP		
Nobel Biocare Multi-unit PoLo Bmk WP 11 мм		Внешнее шестигранное соединение External Hex WP		
Абатмент PoLo Nobel Biocare Multi-Unit 8 мм	Абатмент PoLo Nobel Biocare Multi-Unit Brånemark WP 8 мм	NP/RP	Затягивание винта вручную	Unigrip™/Unigrip Plus
Абатмент PoLo Nobel Biocare Multi-Unit 11 мм		NP/RP		
Абатмент PoLo Nobel Biocare Multi-Unit Brånemark WP 8 мм		Внешнее шестигранное соединение External Hex WP		
Абатмент PoLo Nobel Biocare Multi-Unit Brånemark WP 11 мм		Внешнее шестигранное соединение External Hex WP		
Nobel Biocare Multi-unit PoLo Link 10 мм	Абатмент PoLo Multi-unit и мостовидный протез Scan Body Nobel Biocare CC Bridge	Н/П	Затягивание винта вручную	Н/П
Nobel Biocare Multi-unit PoLo Link 15 мм		Н/П		
Nobel Biocare Multi-unit PoLo Link 20 мм		Н/П		
Платформа сканирования Scan Body Nobel Biocare Conical Connection 3.0	Коническое соединение	3.0	Затягивание винта вручную	Unigrip™/Unigrip Plus
Платформа сканирования Scan Body Nobel Biocare Conical Connection NP		NP		
Платформа сканирования Scan Body Nobel Biocare Conical Connection RP		RP		
Платформа сканирования Scan Body Nobel Biocare Conical Connection WP		WP		
Мостовидный протез Scan Body Nobel Biocare Conical Connection NP Bridge	Коническое соединение	NP	Затягивание винта вручную	Unigrip™/Unigrip Plus
Мостовидный протез Scan Body Nobel Biocare Conical Connection RP Bridge		RP		
Мостовидный протез Scan Body Nobel Biocare Conical Connection WP Bridge		WP		

IFU1092. Наборы ограничителей сверла для хирургии по шаблонам Drill Stop Kit for Guided Surgery и без шаблона Drill Stop Kit for Freehand Surgery

Наименование	Совместимые устройства		
	Ограничитель сверла / органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверла	Отвертки
Ограничитель сверла Ø 2	Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблонам Guided Drill Stop Kit Box Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверло Twist Drill w Tip 2,0 x 18–25 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2 x (10+) 7–13 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2 x (10+) 7–18 мм Сверло Twist Drill w Tip 2 x 7–15 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 7–10 мм Сверло Twist Drill 1,5 x 7–15 мм Сверло Twist Drill w Tip 2 x 10–18 мм Сверло Twist Drill w Tip 2 x 18–25 мм, LS Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 2 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 2 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6,0/WP на Ø 2 мм	Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip™/Unigrip™ Plus Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus
Ограничитель сверла Ø 2,8	Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблону Guided Drill Stop Kit Box Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2,8 x (10+) 7–13 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2,8 x (10+) 7–18 мм Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8, 10–18 мм Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8, 7–15 мм Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8, 7–10 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,4/2,8 (10+) 7–13 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,4/2,8 (10+) 7–18 мм Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8 x 18–25 мм, LS Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8 x 18–25 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 2,8 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 2,8 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6,0/WP на Ø 2,8 мм	Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip™/Unigrip™ Plus
Ограничитель сверла Ø 3	Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблону Guided Drill Stop Kit Box Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3 x (10+) 7–13 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3 x (10+) 7–18 мм Сверло Twist Drill 3 x 10–18 мм Сверло Twist Drill 3 x 7–15 мм Сверло Twist Drill 3 x 7–10 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 3 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 3 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6,0/WP на Ø 3 мм	Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip™/Unigrip™ Plus

Наименование	Совместимые устройства		
	Ограничитель сверла / органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверла	Отвертки
Ограничитель сверла Ø 3,2	Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблону Guided Drill Stop Kit Box Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверло Twist Step Drill 2,8/3,2 7–10 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 18–25 мм Сверло Twist Step Drill 2,8/3,2 10–18 мм Сверло Twist Step Drill 2,8/3,2 7–15 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,2 x (10+) 7–13 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 7–10 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,2 x (10+) 7–18 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 10–18 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,8/3,2 (10+) 7–18 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,8/3,2 (10+) 7–13 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 7–15 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 3,2 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 3,2 мм	Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip™/Unigrip™ Plus
Ограничитель сверла Ø 3,4	Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблону Guided Drill Stop Kit Box Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,4 x (10+) 7–13 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,4 x (10+) 7–18 мм Сверло Twist Drill 3,4 x 10–18 мм Сверло Twist Drill 3,4 x 7–15 мм Сверло Twist Drill 3,4 x 7–10 мм Сверло Twist Drill 3,4 x 18–25 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 3,4 мм	Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip™/Unigrip™ Plus
Ограничитель сверла Ø 3,6	Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблону Guided Drill Stop Kit Box Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверло Twist Step Drill 3,2/3,6, 7–15 мм Сверло Twist Step Drill 3,2/3,6, 7–10 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,2/3,6 (10+) 7–18 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,2/3,6 (10+) 7–13 мм Сверло Twist Step Drill 3,2/3,6, 10–18 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 3,6 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6,0/WP на Ø 3,6 мм	Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip™/Unigrip™ Plus
Ограничитель сверла Ø 3,8	Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблону Guided Drill Stop Kit Box Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,8 x (10+) 7–13 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,8 x (10+) 7–18 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6,0/WP на Ø 3,8 мм	Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip™/Unigrip™ Plus

Наименование	Совместимые устройства		
	Ограничитель сверла / органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверла	Отвертки
Ограничитель сверла Ø 4,2	Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблону Guided Drill Stop Kit Box Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill 3,8/4,2 (10+) 7–18 мм Сверло Twist Step Drill 3,8/4,2, 10–18 мм Сверло Twist Step Drill 3,8/4,2, 7–15 мм Сверло Twist Step Drill 3,8/4,2 7–10 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 4,2 x (10+) 7–13 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 4,2 x (10+) 7–18 мм Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill 3,8/4,2 (10+) 7–13 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 4,2 мм Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6,0/WP на Ø 4,2 мм	Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip™/Unigrip™ Plus
Органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Ограничитель сверла Ø 2 Ограничитель сверла Ø 2,8 Ограничитель сверла Ø 3 Ограничитель сверла Ø 3,2 Ограничитель сверла Ø 3,4 Ограничитель сверла Ø 3,6 Ограничитель сверла Ø 3,8 Ограничитель сверла Ø 4,2	Сверло Twist Drill w Tip 2,0 x 18–25 мм Сверло Twist Drill w Tip 2 x 7–15 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 7–10 мм Сверло Twist Drill 1,5 x 7–15 мм Сверло Twist Drill w Tip 2 x 10–18 мм Сверло Twist Drill w Tip 2 x 18–25 мм, LS Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8, 10–18 мм Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8, 7–15 мм Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8, 7–10 мм Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8 x 18–25 мм, LS Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8 x 18–25 мм Сверло Twist Step Drill 2,4/2,8 x 18–25 мм Сверло Twist Drill 3 x 10–18 мм Сверло Twist Drill 3 x 7–15 мм Сверло Twist Drill 3 x 7–10 мм Сверло Twist Step Drill 2,8/3,2 7–10 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 18–25 мм Сверло Twist Step Drill 2,8/3,2 10–18 мм Сверло Twist Step Drill 2,8/3,2 7–15 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 7–10 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 10–18 мм Сверло Twist Drill 3,2 x 7–15 мм Сверло Twist Drill 3,4 x 10–18 мм Сверло Twist Drill 3,4 x 7–15 мм Сверло Twist Drill 3,4 x 7–10 мм Сверло Twist Drill 3,4 x 18–25 мм Сверло Twist Step Drill 3,2/3,6, 7–15 мм Сверло Twist Step Drill 3,2/3,6, 7–10 мм Сверло Twist Step Drill 3,2/3,6, 10–18 мм Сверло Twist Step Drill 3,8/4,2, 10–18 мм Сверло Twist Step Drill 3,8/4,2, 7–15 мм Сверло Twist Step Drill 3,8/4,2 7–10 мм	Н/П

Наименование	Совместимые устройства		
	Ограничитель сверла / органайзер набора ограничителей сверла Drill Stop Kit Box	Сверла	Отвертки
Органайзер набора ограничителей сверла для хирургии по шаблону Guided Drill Stop Kit Box	Ограничитель сверла Ø 2	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2 x (10+) 7-13 мм	Н/П
	Ограничитель сверла Ø 2,8	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2 x (10+) 7-18 мм	
	Ограничитель сверла Ø 3	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2,8 x (10+) 7-13 мм	
	Ограничитель сверла Ø 3,2	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2,8 x (10+) 7-18 мм	
	Ограничитель сверла Ø 3,4	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,4/2,8 (10+) 7-13 мм	
	Ограничитель сверла Ø 3,6	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,4/2,8 (10+) 7-18 мм	
	Ограничитель сверла Ø 3,8	Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 2,8 мм	
	Ограничитель сверла Ø 4,2	Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 2,8 мм	
		Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6.0/WP на Ø 2,8 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3 x (10+) 7-13 мм	
	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3 x (10+) 7-18 мм	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,2 x (10+) 7-13 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,2 x (10+) 7-18 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,2 x (10+) 7-13 мм	
	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,8/3,2 (10+) 7-13 мм	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,8/3,2 (10+) 7-18 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,8/3,2 (10+) 7-13 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,8/3,2 (10+) 7-18 мм	
	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,2/3,6 (10+) 7-18 мм	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,2/3,6 (10+) 7-13 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,2/3,6 (10+) 7-18 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,2/3,6 (10+) 7-13 мм	
	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,8/4,2 (10+) 7-18 мм	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,8/4,2 (10+) 7-13 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,8/4,2 (10+) 7-18 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,8/4,2 (10+) 7-13 мм	
	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill 3,8/4,2 (10+) 7-13 мм	Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill 3,8/4,2 (10+) 7-18 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill 3,8/4,2 (10+) 7-13 мм	
		Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill 3,8/4,2 (10+) 7-18 мм	

IFU1093. Временные абатменты Temporary Abutment и временные колпачки Temporary Coping

Временные абатменты с захватом Temporary Snap Abutment Engaging и временные абатменты с захватом / без захвата Temporary Abutment Engaging/Non-Engaging — совместимые платформы имплантатов и отвертки

Временный абатмент Temporary Abutment для	Доступные платформы	С захватом	Без захвата	Цветовая маркировка	Варианты высоты шейки	Усилия фиксации	Отвертка
Коническое соединение (CC)	3.0	x		Отсутствует	1,5 мм	15 Н/см	Unigrip™ / Unigrip™ Plus / Omnigrip™ (полностью анодированные временные абатменты**)
	NP*	x	x	●	1,5 мм	35 Н/см	
	RP	x	x	●	2,5 мм		
	WP	x	x	●	3,5 мм 3,0 мм		
Триовальное коническое соединение (TCC)	NP	x		● (винт)	1,5 мм	20 Н/см	Omnigrip™ mini
	RP	x		● (винт)	3,0 мм		
Трехканальное	NP	x	x	●	1,5 мм	35 Н/см	Unigrip™/Unigrip™ Plus
	RP	x	x	●			
	WP	x	x	●			
	6.0	x	x	●			
Внешнее шестигранное	NP	x	x	Отсутствует	1,5 мм	35 Н/см	Unigrip™/Unigrip™ Plus
	RP	x	x	Отсутствует			
	WP	x	x	Отсутствует			

* Полностью анодированные временные абатменты без захвата Non-Engaging Fully anodized Temporary Abutments с размером платформы NP несовместимы с имплантатами NobelActive® S, NobelParallel™ S и NobelReplace® S, как описано в инструкции IFU1105.

** Минимальная высота ручных отверток Unigrip™ и Unigrip™ Plus для использования с временными абатментами составляет 28 мм.

Узкие временные абатменты Slim Temporary Abutment — совместимые платформы имплантатов и отвертки

Тип соединения формирователя десны Slim Healing Abutment	Доступные платформы	Цветовая маркировка	Доступные значения высоты компонента	Усилия фиксации	Отвертка
Коническое соединение (CC)	3.0	Отсутствует	6,5 мм 7,5 мм	15 Н/см	Unigrip™/Unigrip™ Plus
	NP	O	6,5 мм 7,5 мм		
	RP	O	6,5 мм 7,5 мм		

Пластиковые временные абатменты Temporary Abutment Anatomical PEEK — совместимые платформы имплантатов и отвертки

Анатомические временные абатменты Temporary Abutment Anatomical PEEK для	Доступные платформы	Цветовая маркировка	Доступные размеры	Усилия фиксации	Отвертка
Коническое соединение (CC)	WP	Отсутствует	6 x 7 мм 7 x 8 мм	15 Н/см	Unigrip™/Unigrip™ Plus

Временные колпачки Temporary Coping Multi-unit и временные колпачки с функцией защелкивания Temporary Snap Coping Multi-Unit — совместимые абатменты и отвертки

Временный колпачок	MUA-соединение / платформа	Цветовая маркировка	Усилие фиксации	Отвертка
Временный колпачок с функцией защелкивания Temporary Snap Coping Multi-unit	CC/NP, RP, WP TCC/ NP, RP	Отсутствует	15 Н/см	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Временный колпачок Temporary Coping Multi-unit	Трехканальное / NP, RP, WP Внешнее шестигранное / NP, RP			
Временный колпачок Temporary Coping Multi-unit Bmk WP	Внешнее шестигранное / WP			

IFU1094. Формирователи десны Healing Abutment, заживляющие винты Healing Screw

Формирователи десны Healing Abutment — совместимые платформы имплантатов и отвертки

Тип соединения формирователя десны Healing Abutment	Доступные платформы	Цветовая маркировка	Отвертка
Коническое соединение (CC)	3.0 NP RP WP	Отсутствует ● ● ●	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Триовальное коническое соединение (TCC)	NP RP	● (винт) ● (винт)	Omnigrip™ mini
Трехканальное	NP RP WP 6.0	● ● ● ●	Unigrip™/ Unigrip™ Plus
Внешнее шестигранное	NP RP WP	Отсутствует Отсутствует Отсутствует	Unigrip™/ Unigrip™ Plus

Заживляющие винты Healing Screw — совместимые платформы имплантатов и отвертки

Тип соединения заживляющего винта Healing Screw	Доступные платформы	Цветовая маркировка	Отвертка
Трехканальное	NP RP	● ●	Unigrip™/ Unigrip™ Plus

Формирователи десны Slim Healing Abutment — совместимые платформы имплантатов и отвертки

Тип соединения формирователя десны Slim Healing Abutment	Доступные платформы	Цветовая маркировка	Отвертка
Коническое соединение (CC)	3.0 NP RP	Отсутствует ● ●	Unigrip™/ Unigrip™ Plus

Пластиковые формирователи десны Healing Abutment Anatomical PEEK — совместимые платформы имплантатов и отвертки

Тип соединения формирователя десны Healing Abutment Anatomical PEEK	Доступные платформы	Цветовая маркировка	Отвертка
Коническое соединение (CC)	WP	Отсутствует	Unigrip™/ Unigrip™ Plus

IFU1095. Имплантат Zygoma Implant RP

Совместимость с имплантатами Zygoma

Наименование	Заглушка	Имплантовод и соответствующие винты	Оттисные трансферы Impression Coping и соответствующий направляющий пин	Формирователь десны Healing Abutment	Прямые постоянные абатменты и соответствующие винты	Угловые постоянные абатменты и соответствующие винты	Мостовидные протезы Implant Bridge и балочные конструкции с опорой на имплантаты Implant Bar Overdenture и соответствующие винты	Держатель Zygoma Handle, соединение с наконечником Connection to handpiece Другое
Имплантат Zygoma Implant RP 30 мм	Заглушка Cover Screw имплантата Zygoma Implant: 28989 Заглушка Cover Screw имплантата Brånemark System Zygoma Implant: 32424	Имплантовод Zygoma Фиксирующий элемент с винтом для имплантовода Zygoma Fixture Mount Screw M2, спец. х 6,6 мм (имплантовод предварительно соединен с имплантатом)	Оттисной трансфер Brånemark System® Zygoma Impression Coping Open Tray Ø 4 мм Направляющий пин Guide Pin Zygoma 20 мм RP	Формирователь десны Brånemark System® Zygoma Healing Abutment Ø 4 x 3 мм Формирователь десны Brånemark System® Zygoma Healing Abutment Ø 4 x 5 мм	Многокомпонентный абатмент Zygoma Abutment Multi-unit RP 3 мм	Многокомпонентный абатмент Zygoma 17° Abutment Multi-unit RP 2 мм	Балочная конструкция с опорой на имплантаты Nobel Procera Implant Bar Overdenture	Держатель Zygoma Handle Переходник для наконечника Connection to Handpiece Отвертки Unigrip Screw Driver (для винта крепления имплантата)
Имплантат Zygoma Implant RP 35 мм					Многокомпонентный абатмент Zygoma Abutment Multi-unit RP 5 мм	Многокомпонентный абатмент Zygoma 17° Abutment Multi-unit RP 3 мм	Мостовидный протез Procera Implant Bridge, Ti (на уровне имплантатов)	
Имплантат Zygoma Implant RP 40 мм					Многокомпонентный абатмент Brånemark System® Zygoma Multi-unit Abutment 3 мм	Многокомпонентный абатмент Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit Abutment 2 мм	Мостовидный протез NobelProcera® Implant Bridge, Zr (на уровне имплантатов)	
Имплантат Zygoma Implant RP 42,5 мм					Многокомпонентный абатмент Brånemark System® Zygoma Multi-unit Abutment 5 мм	Многокомпонентный абатмент Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit Abutment 3 мм	Фиксирующий винт Brånemark System® Zygoma Abutment Screw	
Имплантат Zygoma Implant RP 45 мм						Винт углового многокомпонентного абатмента Brånemark System® Zygoma Angled Multi-unit Abutment Screw		
Имплантат Zygoma Implant RP 47,5 мм								
Имплантат Zygoma Implant RP 50 мм								
Имплантат Zygoma Implant RP 52,5 мм								

Совместимость с инструментами и дополнительными принадлежностями или другими компонентами

Наименование	Имплантаты	Тип изделия / линейка 3-го поколения	Наконечник
Заглушка Cover Screw имплантата Zygoma Implant	Линейка имплантатов Zygoma RP implant Family Серия имплантатов NobelZygoma 45° Серия имплантатов NobelZygoma 0°	Заглушка Cover Screw имплантата Zygoma Implant	Отвертка для заглушки Cover Screw Driver Brånemark System Hexagon
Заглушка Brånemark System® Zygoma Implant Cover Screw			
Набор хирургических инструментов Brånemark System® Zygoma Surgical Kit			
		Набор хирургических инструментов Brånemark System Zygoma Surgical Kit	Держатель Zygoma Handle Защита сверла Zygoma Drill Guard Короткая защита сверла Zygoma Drill Guard Short Прямой индикатор глубины Zygoma Depth Indicator Straight Угловой индикатор глубины Zygoma Depth Indicator Angled
Сверло Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2,9 мм			
Сверло Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2,9 мм, короткое			
Сверло Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3,5 мм			
Сверло Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3,5 мм, короткое			
Пилотное сверло Bmk Syst Zygoma Pilot Drill 3,5 мм			
Пилотное сверло Bmk Syst Zygoma Pilot Drill 3,5 мм, короткое			
Держатель Zygoma Handle		Сверла Brånemark System Zygoma Twist Drill	Интерфейс согласно стандарту ISO 1797
Защита сверла Zygoma Drill Guard		Пилотные сверла	Интерфейс согласно стандарту ISO 1797
Короткая защита сверла Zygoma Drill Guard Short		Ручной имплантовод Manual Implant Driver	Н/П
Прямой индикатор глубины Zygoma Depth Indicator Straight		Используемая защита сверла	Н/П
Угловой индикатор глубины Zygoma Depth Indicator Angled		Индикатор глубины	Н/П
Шаровидный бор Brånemark System® Zygoma Round Bur		Шаровидный бор Round Bur	Интерфейс согласно стандарту ISO 1797

**Компоненты набора хирургических инструментов
Brånemark System® Zygoma Surgical Kit**

Наименование	Включенные в комплект инструменты
Набор хирургических инструментов Brånemark System® Zygoma Surgical Kit	Держатель Zygoma Handle
	Защита сверла Zygoma Drill Guard
	Короткая защита сверла Zygoma Drill Guard Short
	Прямой индикатор глубины Zygoma Depth Indicator Straight
	Угловой индикатор глубины Zygoma Depth Indicator Angled

**IFU1096. Инструменты для
извлечения абатментов Abutment
Retrieval Instrumentation**

**Абатменты, совместимые с инструментами
для извлечения абатментов Abutment Retrieval
Instrument Titanium CC и Abutment Retrieval
Instrument Zirconia CC**

	Описание абатмента	Инструмент для извлечения	Отвертка
NP	Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging CC NP	Инструмент для извлечения абатментов из титана Abutment Retrieval Tool CC NP Titanium	Отвертка Screwdriver Unigrip™/ Unigrip™ Plus
	Эстетический абатмент Esthetic Abutment CC NP		
	Абатмент Snappy™ Abutment CC NP		
	Абатмент из титана NobelProcera® Abutment Titanium NP		
RP/ WP	Временный абатмент с захватом Temporary Abutment Engaging CC RP/WP	Инструмент для извлечения абатментов из титана Abutment Retrieval Instrument CC RP/WP Titanium	Отвертка Screwdriver Unigrip™/ Unigrip™ Plus
	Эстетический абатмент Esthetic Abutment CC RP/WP		
	Абатмент Snappy™ Abutment CC RP/WP		
	Абатмент из титана NobelProcera® Abutment CC Titanium RP/WP		
NP	Абатмент из диоксида циркония NobelProcera® Abutment Zirconia CC NP	Инструмент для извлечения абатментов из диоксида циркония Abutment Retrieval Instrument CC NP Zirconia	Пинцет
	Переходник для диоксидциркониевого абатмента CC NP (абатмент NobelProcera® ASC Abutment Zirconia NP, коронка NobelProcera® FCZ Implant Crown NP)		
RP/ WP	Абатмент из диоксида циркония NobelProcera® Abutment Zirconia RP	Инструмент для извлечения абатментов из диоксида циркония Abutment Retrieval Instrument CC RP/WP Zirconia	Пинцет
	Переходник для диоксидциркониевого абатмента Adapter for Zirconia Abut. CC RP и WP (абатмент с технологией ASC (угловая шахта винта) NobelProcera® ASC Abutment Zirconia RP/WP, коронка на имплантатах FCZ NobelProcera® FCZ Implant Crown RP/WP)		

**Абатменты, совместимые с инструментом для
извлечения абатментов Abutment Retrieval Tool
Nobel Biocare N1™ TCC**

	Описание абатмента	Инструмент для извлечения	Отвертка / держатель
NP	Формирователь десны Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP	Инструмент для извлечения абатментов Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC NP*	Держатель для машинных инструментов Handle for Machine instruments/ Переходник для ручного динамометрического ключа Manual Torque Wrench Adapter
	Временный абатмент Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP *		
	Универсальный абатмент Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP **		
	Абатмент Multi-unit Abutment Heal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Угловой абатмент 17° Multi-unit Abutment Heal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Основание Nobel Biocare N1™ Base Heal™ TCC Tri NP		
	Эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC NP		
RP	Заготовки титанового абатмента Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ NP	Инструмент для извлечения абатментов Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC RP*	Старая версия совместима с отверткой Screwdriver Multi Unit
	Формирователь десны Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Временный абатмент Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP *		
	Универсальный абатмент Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP **		
	Абатмент Multi-unit Abutment Heal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Угловой абатмент 17° Multi-unit Abutment Heal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Угловой абатмент 30° Multi-unit Abutment Heal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Основание Nobel Biocare N1™ Base Heal™ TCC Tri RP		
	Эстетический абатмент Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Заготовки титанового абатмента Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ RP		

* Укороченная версия инструмента для извлечения абатментов Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC не совместима с временным абатментом Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC 3,0 мм.

IFU1097. Инструменты для извлечения имплантатов Implant Retrieval Instrumentation

Совместимость инструментов для извлечения имплантатов Implant Retrieval Instrument и втулок для извлечения имплантатов Implant Rescue Collar

Инструмент	Тип соединения имплантата	Платформа имплантата	Совместимый имплантат
Инструмент для извлечения имплантатов с коническим соединением Implant Retrieval Instrument CC 3.0 31 мм	Коническое соединение	3.0	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).
Инструмент для извлечения имплантатов с коническим и внешним шестигранным соединением Implant Retrieval Instrument CC NP & External Hex WP 22 мм	Коническое соединение	NP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).
	Внешнее шестигранное	WP	Имплантаты NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
Инструмент для извлечения имплантатов с коническим и трехканальным соединением Implant Retrieval Instrument CC RP & Tri-Channel WP 22 мм	Коническое соединение	RP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).
	Внутреннее трехканальное	WP	Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered
Инструмент для извлечения имплантатов с коническим соединением Implant Retrieval Instrument CC WP 22 мм	Коническое соединение	WP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).
Инструмент для извлечения имплантатов с внешним шестигранным и трехканальным соединением Implant Retrieval Instrument External Hex & Tri-Channel NP/RP 22 мм	Внешнее шестигранное	NP	Имплантаты NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
		RP	Имплантаты NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
	Внутреннее трехканальное	NP	Имплантат Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
		RP	Имплантат Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS

Инструмент	Тип соединения имплантата	Платформа имплантата	Совместимый имплантат
Инструмент для извлечения имплантатов с внешним шестигранным и трехканальным соединением Implant Retrieval Instrument External Hex & Tri-Channel NP/RP 31 мм	Внешнее шестигранное	NP	Имплантаты NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
		RP	Имплантаты NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
	Внутреннее трехканальное	NP	Имплантат Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
		RP	Имплантат Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Инструмент для извлечения имплантатов с трехканальным соединением Implant Retrieval Instrument Tri-Channel 6.0 22 мм	Внутреннее трехканальное	6.0	Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered NobelSpeedy® Replace
Втулка для извлечения имплантатов с трехканальным соединением Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 3,5	Внутреннее трехканальное	NP	Имплантат Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Инструмент для извлечения имплантатов с коническим соединением Implant Retrieval Instrument CC 3.0 & TCC NP	Триовальное коническое соединение	NP	Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ NP
	Коническое соединение	3.0	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).
Инструмент для извлечения имплантатов с коническим и трехканальным соединением Implant Retrieval Instrument CC RP & Tri-Ch WP & TCC RP	Триовальное коническое соединение	RP	Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ RP
	Коническое соединение	RP	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).
	Внутреннее трехканальное	WP	Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered
		RP	Имплантат Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Втулка для извлечения имплантатов с трехканальным соединением Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 4,3	Внутреннее трехканальное	RP	Имплантат Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Имплантат Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS

Совместимость трепанов Trephine Drill

Инструмент	Совместимый диаметр имплантата
Трепан Trephine Drill 3,2/4,0 мм	3,0 мм
Трепан Trephine Drill 3,8/4,6 мм	3,3 мм / 3,5 мм / 3,75 мм
Трепан Trephine Drill 4,4/5,2 мм	4,0 мм / 4,3 мм
Трепан Trephine Drill 5,2/6,2 мм	5,0 мм
Трепан Trephine Drill 5,6/6,6 мм	5,5 мм
Трепан Trephine Drill 6,2/7,0 мм	6,0 мм

IFU1098. Ручной хирургический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Surgical и ручной ортопедический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Prosthetic

Динамометрический ключ	Переходник ключа	Инструменты
Ручной хирургический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Surgical NobelActive®	Переходник для ручного хирургического динамометрического ключа NOBELREPLACE® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Имплантовод Implant Driver CC 3.0 28 мм (IFU1090) Имплантовод Implant Driver CC 3.0 для узкого абатмента Slim Abutment Имплантовод Implant Driver CC NP (IFU1090) Имплантовод Implant Driver CC NP для узкого абатмента Slim Abutment (IFU1090)
Ручной хирургический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Adapter Surgical NobelReplace®	Переходник для ручного хирургического динамометрического ключа NOBELREPLACE® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Имплантовод Implant Driver CC RP (IFU1090) Имплантовод Implant Driver CC RP для узкого абатмента Slim Abutment (IFU1090) Имплантовод Implant Driver CC WP (IFU1090) Инструменты для извлечения имплантатов Implant Retrieval Instrument (IFU1097) Инструмент для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument (IFU1043)

Динамометрический ключ	Переходник ключа	Инструменты
Ручной хирургический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Surgical Brånemark System®	Ручной хирургический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Surgical Brånemark System®	Имплантовод Implant Driver Brånemark Syst NP (IFU1090) Имплантовод Implant Driver Brånemark Syst RP (IFU1090) Имплантовод Implant Driver Brånemark Syst WP (IFU1090)
Ручной хирургический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Surgical Nobel Biocare N1™	Переходник для ручного хирургического динамометрического ключа NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Имплантовод Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1087) Имплантовод Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1087) Инструменты для извлечения имплантатов Implant Retrieval Instrument (IFU1097) Инструмент для извлечения фиксирующего винта Abutment Screw Retrieval Instrument (IFU1043)
Ручной ортопедический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Prosthetic	Ортопедический переходник для ручного динамометрического ключа Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic	Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip (IFU1085) Машинная отвертка для абатментов Multi-unit Screwdriver Machine (IFU1085) Машинная отвертка Omnigrip™ Screwdriver Machine (IFU1085) Машинная отвертка On1™ Base Screwdriver Machine (IFU1074) Машинная отвертка для абатментов Multi-unit Screwdriver Machine Brånemark System (IFU1085) Машинная отвертка для шаровидных абатментов Screwdriver Machine Ball Abutment (IFU1085)
Ручной ортопедический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™	Ортопедический переходник для ручного динамометрического ключа Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic	Машинная отвертка Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini (IFU1085) Машинная отвертка для абатментов Multi-unit Screwdriver Machine (IFU1085)

IFU1099. Система Trefoil™

Система Trefoil™ должна пользоваться только с совместимыми инструментами, компонентами и/или ортопедическими компонентами Nobel Biocare. Использование инструментов и/или компонентов и/или ортопедических компонентов, которые не предназначены для использования в сочетании с системой Trefoil™, может привести к несостоятельности или отторжению компонента, повреждению тканей или неудовлетворительным эстетическим результатам.

IFU1100. Запасные части Nobel Biocare

Портфолио запасных частей для Brånemark System®

Оригинальный абатмент	Запасной винт	Усилие фиксации	Замена/отвертка
Стандартный абатмент RP или абатмент EsthetiCone	Ортопедический винт внутренний шестигранный	10 Н·см	Отвертка шестигранная 27 мм Машинная отвертка шестигранная длинная
	Ортопедический винт шлицевой		Отвертка средняя, 37 мм Отвертка шлицевая короткая, 27 мм
	Ортопедический винт конический		Машинная отвертка шлицевая короткая Машинная отвертка шлицевая длинная
Абатмент Brånemark 3.0 NP для имплантата Brånemark 3.0	Винт-конвертер Converter Screw Titanium Unigrip™/Unigrip™ Plus, посадка Ø3,0	15 Н/см	Отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver*

* Компонент является частью основного портфолио Nobel Biocare.

Дополнительную информацию об отвертке Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver см. в инструкции по применению (Instructions for Use, IFU) Nobel Biocare IFU1085. Эту инструкцию по применению можно скачать на сайте ifu.nobelbiocare.com.

Портфолио запасных частей для Brånemark System® Novum

Оригинальный имплантат	Запасной винт	Усилие фиксации	Отвертка	Запасной оттисковый трансфер	Запасной аналог имплантата
Система Brånemark System® Novum	Винт нижней балки Lower bar screw Unigrip™/Unigrip™ Plus Novum Ортопедический винт Prosthetic screw Unigrip™/Unigrip™ Plus Novum	35 Н/см	Отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver*	Оттисковый трансфер для Fixture Novum	Аналог Fixture Novum

* Компонент является частью основного портфолио Nobel Biocare.

Дополнительную информацию об отвертке Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver см. в инструкции по применению (Instructions for Use, IFU) Nobel Biocare IFU1085. Эту инструкцию по применению можно скачать на сайте ifu.nobelbiocare.com.

Портфолио запасных частей для NobelPerfect® System

Оригинальный имплантат	Запасной формирователь десны	Запасной постоянный абатмент	Усилие фиксации постоянного абатмента	Отвертка	Запасной оттисковый трансфер	Запасной аналог имплантата
Абатмент NobelPerfect® NP, RP, WP	Формирователь десны NobelPerfect®	Абатмент Abutment NobelPerfect® NP, RP, WP	35 Н/см	Отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver*	Оттисковый трансфер с уровня имплантатов NobelPerfect® NP, RP, WP	Аналог имплантата Implant Replica NobelPerfect® NP, RP, WP

* Компонент является частью основного портфолио Nobel Biocare.

Дополнительную информацию об отвертке Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver см. в инструкции по применению (Instructions for Use, IFU) Nobel Biocare IFU1085. Эту инструкцию по применению можно скачать на сайте ifu.nobelbiocare.com.

Портфолио запасных частей для Steri-Oss™ и Replace External Hex

Оригинальный имплантат	Запасной формирователь десны	Запасной постоянный абатмент	Винт	Усилие фиксации	Отвертка	Запасной оттисковой трансфер	Запасной аналог имплантата
Steri-Oss™ и Replace External Hex	Формирователь десны Healing Abutment	Прямой абатмент с захватом, золото/пластик	Фиксирующий винт Abutment Screw TorqTite	35 Н/см	Отвертка шестигранная, 0,050 дюйма (длина 0,75 дюйма и 1,25 дюйма)	Трансфер в сборке, шестигранный, метод открытой ложки	Аналог имплантата
Замена внешнего шестигранника		Прямой абатмент без захвата, золото/пластик Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic					
		Прямой абатмент с захватом, золото/пластик, 3.5 RPL и 4.3 RPL					
		Прямой абатмент без захвата, золото/пластик Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic 3.5 RPL и 4.3 RPL					

Оригинальный абатмент		Запасное ограничительное кольцо Retainer Ring	Запасное уплотнительное кольцо	Запасной аналог имплантата
Абатмент с уплотнительным кольцом		Ограничительное кольцо Retainer Ring	Уплотнительное кольцо O-Ring Clinical White	Аналог абатмента с уплотнительным кольцом и прокладкой

Портфолио запасных частей для Steri-Oss™ Non-Hex

Оригинальный имплантат	Запасной абатмент	Усилие фиксации	Запасная отвертка	Запасной оттисковый трансфер	Запасной аналог имплантата
Steri-Oss™ Non-Hex, не шестигранный	Набор коронарных винтов 3.25 и 3.8 без шестигранника	35 Н/см	Отвертка шестигранная, 0,050 дюйма (длина 1,75 дюйма или 1,25 дюйма)	Переводной пин с синхронизацией по резьбе 3.25, не шестигранный	Аналог имплантата нешестигранный

Портфолио запасных частей для шаровидного абатмента

Оригинальный абатмент	Запасные отвертки
Шаровидный абатмент	Машинная отвертка для шаровидного абатмента Ручная отвертка для шаровидных абатментов Screwdriver Manual Ball Abutment

IFU1101. Рентгенологические шаблоны Radiographic Template

Рентгенологические шаблоны нельзя физически соединять с каким-либо компонентом.

IFU1102. Заготовка титанового абатмента Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ TCC

Заготовка титанового абатмента Titanium Abutment Blank	Клинический винт	Лабораторные компоненты	Отвертка	Усилие фиксации
Заготовка титанового абатмента Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 10 мм	Клинический винт Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP	Лабораторный винт Lab Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP Аналог имплантата Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC NP Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC NP	Omnigrip™ Mini	20 Н/см
Заготовка титанового абатмента Titanium Abutment Blank Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 10 мм	Клинический винт Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP	Лабораторный винт Lab Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP Аналог имплантата Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC RP Аналог имплантата IOS Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC RP	Omnigrip™ Mini	20 Н/см

IFU1104. Лотки LiteSet™ Tray

Существует несколько моделей лотков LiteSet™ Tray, предназначенных для различных хирургических и ортопедических протоколов Nobel Biocare. Инструменты и компоненты, совместимые с различными лотками, указаны в таблице ниже или на соответствующих схемах расположения инструментов. Для получения информации о схемах расположения инструментов обратитесь в офис продаж компании Nobel Biocare.

Совместимо с инструментами с коническим соединением	
Лоток NobelActive®/ NobelParallel™ CC LiteSet™ Tray	Костная мельница Bone Mill
	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide
Лоток NobelActive®/ NobelParallel™ S LiteSet™ Tray	Кортикальное сверло Cortical Drill
	Глубиномер Depth Probe
	Индикатор направления Direction Indicator
	Удлинитель сверла Drill Extension
	Имплантовод Implant Driver CC
	Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip/Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip Plus/Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip Plus
	Метчик Screw Tap Active
	Метчик Screw Tap Parallel
	Динамометрический ключ Torque Wrench
	Сверло Twist Drill

Лоток NobelReplace® CC LiteSet™ Tray Лоток NobelReplace® S LiteSet™ Tray	Костная мельница Bone Mill
	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide
	Сверло для плотной кости Dense Bone Drill
	Индикатор направления Direction Indicator
	Удлинитель сверла Drill Extension
	Имплантовод Implant Driver CC
	Мандрен Irrigation Needle
	Прецизионное сверло Precision Drill
	Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip/Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip Plus/Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip Plus
	Метчик Screw Tap Replace CC
	Корневидное сверло Tapered Drill
	Динамометрический ключ Torque Wrench

Совместимо с внешними шестигранными или трехканальными инструментами	
Лоток NobelSpeedy®/ Brånemark/Replace Select™ TC LiteSet™ Tray	Костная мельница Bone Mill
	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide
	Развальцовочный бор Counterbore
	Шестигранная отвертка для заглушки Cover screwdriver Bmk Syst hexagon
	Глубиномер Depth Probe
	Индикатор направления Direction Indicator Ø 2/Ø 2,4–2,8 мм
	Удлинитель сверла Drill Extension
	Имплантовод Implant Driver Bmk Syst
	Имплантовод Implant Driver NoblRpl
	Переходник динамометрического ключа для имплантовода Implant Driver Wrench Adap Bmk Syst
	Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip/Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip Plus/Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip Plus
	Метчики Screw Tap
	Динамометрический ключ Torque Wrench
	Сверло Twist Drill

Совместимо с инструментами N1	
Лоток Nobel Biocare N1™ LiteSet™ Tray	Направляющая для костной мельницы Bone Mill Guide
	Костная мельница Bone Mill
	Глубиномер Depth Probe
	Индикатор направления Direction Indicator
	Держатель
	Имплантовод
	Отвертка для MUA
	Инструмент OsseoDirector
	Удлинитель OsseoShaper Extension
	Прецизионное сверло Precision Drill
	Отвертка для основания Screwdriver Base
	Отвертка Screwdriver Omnigrip Mini
	Динамометрический ключ Torque Wrench

Совместимо с ортопедическими инструментами	
Лоток для ортопедических компонентов Prosthetic LiteSet™ Tray	Держатель
	Отвертка Screwdriver Multi-unit
	Отвертка Screwdriver NB N1
	Отвертка Screwdriver Omnigrip
	Отвертка Screwdriver Omnigrip Mini
	Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip/Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip Plus/Машинная отвертка Screwdriver Machine Unigrip Plus
	Динамометрический ключ Torque Wrench
Совместимо с инструментами Position Locator Multi-Unit Abutment	
Лоток PoLo Multi-unit Abutment LiteSet™ Tray	Абатмент PoLo Nobel Biocare Multi-Unit (8 мм, 11 мм, Bmk WP 8 мм, Bmk WP 11 мм)
	Nobel Biocare Multi-unit PoLo Link
	Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip Plus
Совместимо с инструментами Conical Connection Scan Body	
Платформа сканирования с коническим соединением Scan Body - Лоток Singles LiteSet™ Tray	Платформа сканирования Scan Body Nobel Biocare Conical Connection (3.0, RP, NP, WP)
	Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip Plus
Платформа сканирования с коническим соединением Scan Body - Лоток Bridge LiteSet™ Tray	Мостовидный протез Scan Body Nobel Biocare Conical Connection Bridge (NP, RP, WP)
	Nobel Biocare Multi-unit PoLo Link
	Ручная отвертка Screwdriver Manual Unigrip Plus
Совместимо с инструментами Scan Body системы NB N1	
Лоток Scan Body LiteSet™ Tray системы Nobel Biocare N1™	Локатор Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC (RP, NP)
	Локатор Position Locator Nobel Biocare N1™ Base (RP, NP)
	Ручная отвертка Screwdriver Manual Omnigrip mini

IFU1105. NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®, NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®

Имплантаты NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® и NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite® имеют коническое соединение (CC), размер NP (узкая платформа).

Для установки имплантатов NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®, NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® и NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite® необходимо использовать имплантоводы для конического соединения Implant Driver Conical Connection NP. Информацию об имплантоводах см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1090.

Имплантаты совместимы с ортопедическими компонентами Nobel Biocare с коническим соединением (CC), размер NP (узкая платформа). Подробную информацию см. в соответствующих инструкциях по применению. Обратите внимание, что основание On1™ Base/On1™ Base Heal нельзя использовать в сочетании с имплантатами с узкой платформой (NP), установленными в дистальном отделе челюсти из-за риска чрезмерной нагрузки во время функционирования ортопедической конструкции. Обратите внимание, что универсальные основания без захвата CC с технологией ASC (угловая шахта винта) CC Non-Engaging Universal Bases ASC и полностью анодированные временные абатменты без захвата CC Non-Engaging Fully Anodized Temporary Abutment несовместимы с имплантатами NobelActive® S, NobelParallel™ S и NobelReplace® S.



Линейка имплантатов	Размер конического соединения	A Диаметр имплантата, [мм]	B Диаметр платформы, [мм]	C Платформа абатмента, [мм]	Длина, [мм]
NobelActive® S TiUltra™/TiUnite®	NP	3,5	3,5	3,0	8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	4,3	3,9	3,0	8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	5,0	3,9	3,0	8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	5,5	3,9	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15
NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite®	NP	3,75	3,5	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	4,3	3,9	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	5,0	3,9	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15, 18
	NP	5,5	3,9	3,0	7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15
NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite®	NP	3,5	3,5	3,0	8, 10, 11,5, 13, 16
	NP	4,3	3,9	3,0	8, 10, 11,5, 13, 16
	NP	5,0	3,9	3,0	8, 10, 11,5, 13, 16

IFU2001. Хирургические шаблоны NobelGuide® Surgical Template и фиксирующие пины для хирургии по шаблонам Guided Anchor Pins

Чтобы подтвердить совместимость наименований продукции, которые предназначены для использования в сочетании с этими компонентами, необходимо проверить цветовую маркировку, размеры, длину, тип соединения и/или любую маркировку, нанесенную прямым способом, на продукцию или ее этикетки.

IFU2009. Направляющие пилотного сверла Guided Pilot Drill Sleeve и направляющие фиксирующего пина для хирургии по шаблонам Guided Anchor Pin Sleeve

Чтобы убедиться в совместимости компонентов, предназначенных для использования в сочетании с направляющими пилотного сверла Guided Pilot Drill Sleeve, направляющими Guided Sleeve и направляющими фиксирующего пина для хирургии по шаблонам Guided Anchor Pin Sleeve, необходимо проверить цветовую маркировку, размеры, длину, тип соединения и/или любую маркировку, нанесенную прямым способом на продукцию или ее этикетки.

IFU2011. Инструменты для хирургии по шаблонам Nobel Biocare Guided Surgery Tooling

Совместимость инструментов для хирургии по шаблонам Guided Surgery tooling

Наименование продукции	Имплантат	Направляющая	Отвертка	Другое
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6.0/WP на Ø от 6 до 5 мм	Н/П	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP	Н/П	Держатель для направляющих сверления для хирургии по шаблону Handle for Guided Drill Guide
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6.0/WP на Ø 2,8 мм				
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6.0/WP на Ø 2 мм				
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6.0/WP на Ø 3,8 мм				
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6.0/WP на Ø 3 мм				
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide 6.0/WP на Ø 4,2 мм				
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 2,8 мм		Направляющая Guided Sleeve NP		
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 2 мм				
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 3,2 мм				
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide NP на Ø 3 мм				

Наименование продукции	Имплантат	Направляющая	Отвертка	Другое		
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 3,2 мм	Н/П	Направляющая Guided Sleeve RP	Н/П	Держатель для направляющих сверления для хирургии по шаблону Handle for Guided Drill Guide		
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 2,8 мм						
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 2 мм						
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 3,4 мм						
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 3,6 мм						
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 3 мм						
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide RP на Ø 4,2 мм						
Корневидная направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide Tapered от RP до NP		Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP				
Корневидная направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide Tapered 6.0/от WP до NP						
Корневидная направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide Tapered 6.0/от WP до RP						
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide WP/6.0 на Ø 3,6 мм						
Направляющая сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guide WP/6.0 на Ø 4,6 мм						

Наименование продукции	Имплантат	Направляющая	Отвертка	Другое
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelActive® NP	NobelActive®/TiUltra™/TiUnite® NP/NobelActive® S TiUltra™/TiUnite® 3.5	Направляющая Guided Sleeve NP	Хирургическая отвертка Surgical Driver	Переходник для ручного хирургического динамометрического ключа Manual Torque Wrench Adapter Surgical
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelActive® RP 4.3	NobelActive® TiUltra™/TiUnite® RP 4.3	Направляющая Guided Sleeve RP	Ручная и машинная отвертки Screwdriver Manual/Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus	Переходник для наконечника Connection to Handpiece
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelActive S 4.3	NobelActive® S TiUltra™/TiUnite® 4.3			
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelActive® RP 5.0	NobelActive® TiUltra™/TiUnite® RP 5.0	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP		
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelActive® WP 5.5	NobelActive® TiUltra™/TiUnite®™ WP 5.5			
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelActive S 5.0	NobelActive® S TiUltra™/TiUnite® 5.0			
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelActive S 5.5	NobelActive® S TiUltra™/TiUnite® 5.5			
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount Bmk Syst NP	Brånemark System® NP	Направляющая Guided Sleeve NP	Хирургическая отвертка Surgical Driver	Переходник для ручного хирургического динамометрического ключа Manual Torque Wrench Adapter Surgical
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount Bmk Syst RP	Brånemark System® RP	Направляющая Guided Sleeve RP	Ручная и машинная отвертки Screwdriver Manual/Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus	Переходник для наконечника Connection to Handpiece
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount Bmk Syst WP	Brånemark System® WP	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP		
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobRpl NP	NobelReplace® NP	Направляющая Guided Sleeve NP	Хирургическая отвертка Surgical Driver	Переходник для ручного хирургического динамометрического ключа NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobRpl RP	NobelReplace® RP	Направляющая Guided Sleeve RP	Ручная и машинная отвертки Screwdriver Manual/Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus	Переходник для наконечника Connection to Handpiece
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobRpl WP	NobelReplace® WP	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP	Направляющая Guided Sleeve RP	
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobRpl 6.0	NobelReplace® 6.0	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP	

Наименование продукции	Имплантат	Направляющая	Отвертка	Другое
Имплантовод для хирургии по шаблонам с коническим соединением Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection NP 3.5	NobelReplace® CC TiUltra™/TiUnite® NP NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite® 3.5	Направляющая Guided Sleeve NP	Хирургическая отвертка Surgical Driver	Переходник для ручного хирургического динамометрического ключа NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical
Имплантовод для хирургии по шаблонам с коническим соединением Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection RP 4.3	NobelReplace® CC TiUltra™/TiUnite® RP 4.3	Направляющая Guided Sleeve RP	Ручная и машинная отвертки Screwdriver Manual/Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus	Переходник для наконечника Connection to Handpiece
Имплантовод для хирургии по шаблонам с коническим соединением Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection RP 5.0	NobelReplace® CC TiUltra™/TiUnite® RP 5.0	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP		
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelParallel™ CC NP	NobelParallel™ CC TiUltra™/TiUnite® NP NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® 3.75	Направляющая Guided Sleeve NP	Хирургическая отвертка Surgical Driver	Переходник для ручного хирургического динамометрического ключа NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelParallel™ CC RP 4.3	NobelParallel™ CC TiUltra™/TiUnite® RP 4.3	Направляющая Guided Sleeve RP	Ручная и машинная отвертки Screwdriver Manual/Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus	Переходник для наконечника Connection to Handpiece
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount CC S 4.3	NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® 4.3 NobelReplace® S TiUltra™/TiUnite® 4.3			
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelParallel™ CC RP 5.0	NobelParallel™ CC TiUltra™/TiUnite® RP 5.0	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP		
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount NobelParallel™ CC WP 5.5	NobelParallel™ CC TiUltra™/TiUnite® WP			
Имплантовод для хирургии по шаблонам Guided Implant Mount CC S 5.0/5.5	NobelParallel™ S TiUltra™/TiUnite® 5.0 and 5.5 NobelReplace® TiUltra™/TiUnite® 5.0			

Наименование продукции	Имплантат	Направляющая	Отвертка	Другое
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw NobelActive® NP	NobelActive® TiUltra™/ TiUnite® NP	Направляющая Guided Sleeve NP	Ручная и машинная отвертки Screwdriver Manual/ Machine Unigrip™/ Unigrip™ Plus	Н/П
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw NobelActive® RP 4.3	NobelActive®/ TiUltra™/ TiUnite® RP 4.3	Направляющая Guided Sleeve RP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw NobelActive® RP 5.0	NobelActive®/ TiUltra™/ TiUnite® RP 5.0	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw NobelRpl 6.0	Имплантаты NobelReplace® CC TiUltra™/ TiUnite® 6.0 и Replace Select™ Tapered TiUnite® 6.0			
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw NobelRpl NP	Имплантаты NobelReplace® CC TiUltra™/ TiUnite® NP и Replace Select™ Tapered TiUnite® NP	Направляющая Guided Sleeve NP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw NobelRpl RP	Имплантаты NobelReplace® CC TiUltra™/ TiUnite® RP и Replace Select™ Tapered TiUnite® RP	Направляющая Guided Sleeve RP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw NobelRpl WP	Имплантаты NobelReplace® CC TiUltra™/ TiUnite® TiUltra™/ TiUnite® WP и Replace Select™ Tapered TiUnite® WP	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment CC NP	Имплантаты NobelActive® TiUltra™/ TiUnite®™ NP, NobelParallel™ CC/TiUltra™/ TiUnite® NP, NobelReplace® CC/TiUltra™/ TiUnite®, NP NobelReplace® CC PMC NP NobelActive® S TiUltra™/ TiUnite® 3.5 / NobelParallel™ S TiUltra™/ TiUnite® 3.75/ NobelReplace® S TiUltra™/ TiUnite® 3.5	Направляющая Guided Sleeve NP		

Наименование продукции	Имплантат	Направляющая	Отвертка	Другое
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment CC RP 4.3	Имплантаты NobelReplace® CC TiUltra™/ TiUnite® и CC PMC RP 4.3	Направляющая Guided Sleeve RP	Ручная и машинная отвертки Screwdriver Manual/ Machine Unigrip™/ Unigrip™ Plus	Н/П
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw CC S 4.3	NobelActive® S TiUltra™/ TiUnite® 4.3/ NobelParallel™ S TiUltra™/ TiUnite® 4.3/ NobelReplace® S TiUltra™/ TiUnite® 4.3			
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment CC RP 5.0	Имплантаты NobelReplace® CC TiUltra™/ TiUnite® и CC PMC RP 5.0	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment CC WP 5.5	Имплантаты NobelReplace® CC TiUltra™/ TiUnite® и CC PMC WP 5.5			
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw CC S 5.0/5.5	NobelActive® S TiUltra™/ TiUnite® 5.0 and 5.5/ NobelParallel™ S TiUltra™/ TiUnite® 5.0 and 5.5/ NobelReplace® S TiUltra™/ TiUnite® 5.0			
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw Brånemark System® NP	Имплантаты Brånemark System® MK III NP и NobelSpeedy® Groovy NP	Направляющая Guided Sleeve NP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw Brånemark System® RP	Имплантаты Brånemark System® MK III RP и NobelSpeedy® Groovy RP	Направляющая Guided Sleeve RP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw Brånemark System® WP	Имплантаты Brånemark System® MK III WP и NobelSpeedy® Groovy WP	Направляющая Guided Sleeve 6.0/WP		
Стабилизирующий абатмент для хирургии по шаблону Guided Template Abutment с винтом Screw NobelActive® WP 5.5	NobelActive® TiUltra™/ TiUnite® WP 5.5			
Держатель для направляющих сверления для хирургии по шаблону Handle for Guided Drill Guide	Н/П	Н/П	Н/П	Направляющие сверления для хирургии по шаблону Guided Drill Guides

Совместимость вращающихся инструментов для хирургии по шаблону Guided Surgery Rotary instruments

Наименование	Соединения наконечника
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Counterb Bmk Syst NP	EN ISO 1797
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Counterbore NobRpl NP	
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Counterb Bmk Syst RP	
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Counterbore NobRpl RP	
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Counterb BmkSyst WP Ø 5	
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Counterbore NobRpl WP	
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Counterb BmkSyst WP Ø 6	
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Counterb NobRpl 6,0	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2 x (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 2,8 x (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3 x (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,2 x (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,4 x (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,8 x (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 4,2 x (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 5 x (10+) 7–18 мм	
Корневидное сверло для плотной кости для хирургии по шаблону Guided Dense Bone Drill Taper NP 3,5 x 13 мм	
Корневидное сверло для плотной кости для хирургии по шаблону Guided Dense Bone Drill Taper NP 3,5 x 16 мм	
Корневидное сверло для плотной кости для хирургии по шаблону Guided Dense Bone Drill Taper RP 4,3 x 13 мм	
Корневидное сверло для плотной кости для хирургии по шаблону Guided Dense Bone Drill Taper RP 4,3 x 16 мм	
Корневидное сверло для плотной кости для хирургии по шаблону Guided Dense Bone Drill Taper WP 5 x 13 мм	
Корневидное сверло для плотной кости для хирургии по шаблону Guided Dense Bone Drill Taper WP 5 x 16 мм	
Корневидное сверло для плотной кости для хирургии по шаблону Guided Dense Bone Drill Taper 6.0 6 x 13 мм	
Корневидное сверло для плотной кости для хирургии по шаблону Guided Dense Bone Drill Taper 6.0 6 x 16 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NP 10–13 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap RP Ø 3,75, 7–13 мм	
Корневидный метчик для хирургии по шаблону Guided Screw Tap Tapered RP	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap WP Ø 5, 7–13 мм	
Корневидный метчик для хирургии по шаблону Guided Screw Tap Tapered WP	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap 6.0/WP Ø 6, 7–13 мм	
Корневидный метчик для хирургии по шаблону Guided Screw Tap Tapered 6.0	
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill / развальцовочный бор Countb former Mklll RP	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap RP Ø 4, 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,2 x (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,4 x (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 3,8 x (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 4,2 x (10+) 7–13 мм	

Наименование	Соединения наконечника
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill 5 x (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,4/2,8 (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,8/3,2 (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,2/3,6 (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,8/4,2 (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 4,2/4,6 (10+) 7–13 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,4/2,8 (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 2,8/3,2 (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,2/3,6 (10+) 7–18 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 3,8/4,2 (10+) 7–18 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelActive® NP 8,5–10 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelActive® RP 4.3 8,5–10 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelActive® RP 5.0 8,5–10 мм	
Корневидное сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Drill Tapered 2 x (10+) 8–16 мм	
Стартовое сверло для хирургии по шаблону Guided Start Drill	
Развальцовочный бор Guided Counterbore NobelReplace® 3.5	
Развальцовочный бор Guided Counterbore NobelReplace® 4.3	
Развальцовочный бор Guided Counterbore NobelReplace® 5.0	
Развальцовочный бор Guided Counterbore NobelReplace® 6.0	
Корневидный метчик для хирургии по шаблону Guided Screw Tap Tapered NP	
Пилотное сверло для сверления по шаблону Guided Pilot Twist Drill 1,5 x (10+) 10–15 мм	
Спиральное сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill 4,2/5,0 (10+) 7–13 мм	
Спиральное сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill 4,2/5,0 (10+) 7–18 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelActive® WP 5.5 7–8,5 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelActive® WP 5.5 10–15 мм	
Сверло для хирургии по шаблону Guided Twist Step Drill Ø 4,2/4,6 x (10+) 7–18 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75, 7–10 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75, 11,5–13 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75, 15–18 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3, 7–10 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3, 11,5–13 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3, 15–18 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0, 7–10 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0, 11,5–13 мм	
Метчик хирургии по шаблону Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0, 15–18 мм	

Наименование	Соединения наконечника
Метчик хирургии по шаблонам Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5, 7–10 мм	
Метчик хирургии по шаблонам Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5, 11,5–13 мм	
Метчик хирургии по шаблонам Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5, 11,5–15 мм	
Мукотом для хирургии по шаблонам Guided Tissue Punch, NP-направляющая (3.75)	
Мукотом для хирургии по шаблонам Guided Tissue Punch, WP-направляющая (5.5)	
Развальцовочный бор для хирургии по шаблонам Guided Counterbore NobelParallel™ CC 3.75	
Развальцовочный бор для хирургии по шаблонам Guided Counterbore NobelParallel™ CC 4.3	
Развальцовочный бор для хирургии по шаблонам Guided Counterbore NobelParallel™ CC 5.0	
Развальцовочный бор для хирургии по шаблонам Guided Counterbore NobelParallel™ CC 5.5	
Метчик хирургии по шаблонам для плотной кости Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® NP 8,5–18 мм	
Метчик хирургии по шаблонам для плотной кости Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® RP 4.3, 8,5–18 мм	
Метчик хирургии по шаблонам для плотной кости Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® RP 5.0, 8,5–18 мм	
Метчик хирургии по шаблонам для плотной кости Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® WP 5.5, 7–8,5 мм	
Метчик хирургии по шаблонам для плотной кости Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® WP 5.5, 10–15 мм	
Корневидное сверло для хирургии по шаблонам Guided Drill Tapered NP	
Корневидное сверло для хирургии по шаблонам Guided Drill Tapered RP	
Корневидное сверло для хирургии по шаблонам Guided Drill Tapered WP	
Корневидное сверло для хирургии по шаблонам Guided Drill Tapered 6.0	

Следующие компоненты используются при хирургическом протоколе по шаблонам, но применяются и для других целей и поэтому описаны в отдельных инструкциях по применению. Дополнительную информацию об этих компонентах см. в указанной инструкции по применению.

- Отвертка Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver используется для ручного затягивания и ослабления винтов с интерфейсом Unigrip™/Unigrip™ Plus, которые применяются для фиксации стоматологических реставраций на имплантатах Nobel Biocare. Дополнительную информацию об отвертке Unigrip™/Unigrip™ Plus Screwdriver см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1085.
- Фиксирующие пины для хирургии по шаблонам Guided Anchor Pins — это тонкие стержни из нержавеющей стали, устанавливаемые в кость челюсти почти горизонтально, чтобы зафиксировать шаблон в нужной позиции во время операции. Дополнительную информацию о фиксирующих пинах для хирургии по шаблонам Guided Anchor Pins см. в документе Nobel Biocare IFU2001.
- Ручной хирургический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Surgical используется для установки и затягивания имплантатов Nobel Biocare в качестве альтернативы машинному затягиванию. Дополнительную информацию о ручном хирургическом динамометрическом ключе Manual Torque Wrench Surgical см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1098.

- Ручной ортопедический динамометрический ключ Manual Torque Wrench Prosthetic используется для установки и затягивания абатментов Nobel Biocare и фиксирующих винтов в качестве альтернативы машинному затягиванию. Дополнительную информацию о ручном ортопедическом динамометрическом ключе Manual Torque Wrench Prosthetic см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1098.
- Переходник для ортопедического динамометрического ключа Torque Wrench Prosthetic Adapter используется для соединения машинной отвертки Screwdriver Machine Unigrip™/Unigrip™ Plus и отвертки Omnigrip™ Screwdriver с ручным ортопедическим динамометрическим ключом Manual Torque Wrench Prosthetic. Информацию о переходнике для ортопедического динамометрического ключа Torque Wrench Prosthetic Adapter см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1098.
- Переходник для наконечника Connection to Handpiece используется для соединения конструкции имплантоводы и имплантата в сборе с наконечником. Дополнительную информацию о соединении с наконечником Connection to Handpiece см. в инструкции по применению Nobel Biocare IFU1090.

IFU3001. Балочная конструкция на имплантатах NobelProcera® Implant Bar Overdenture

Совместимый имплантат	Доступные размеры платформы
Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	NP, RP, WP
ReplaceSelect™ TC	NP, RP
Имплантаты Brånemark System® Mk III TiU	RP
NobelSpeedy®	NP/RP/WP
NobelZygoma	RP
Имплантат Zygoma	RP

IFU3002. Мостовидные протезы из титана или диоксида циркония NobelProcera® Titanium и Zirconia

Совместимые имплантаты для мостовидных протезов из титана или диоксида циркония NobelProcera® Titanium и Zirconia

Совместимый имплантат	Доступные размеры платформы
Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	NP, RP, WP
ReplaceSelect® TC	NP, RP
Имплантаты Brånemark System® Mk III	RP
Имплантаты Brånemark System® Mk III TiU	RP
Имплантаты NobelSpeedy® Groovy	NP/RP/WP
NobelSpeedy® Shorty	NP/RP/WP
NobelZygoma	RP
Имплантат Zygoma	RP

Дополнительные совместимые компоненты для мостовидного протеза из титана или диоксида циркония NobelProcera® Titanium и Zirconia

Линейка компонентов	
Описание компонента	Мостовидный протез из титана или диоксида циркония NobelProcera® Titanium и Zirconia
Имплантат и аналоги абатментов Multi-unit	Аналоги имплантатов Implant Replicas NobRpl; Implant Replica Brånemark System®; Implant Replica CC; NP IOS Model Implant Replica CC; аналоги абатментов Multi-unit Abutment Plus Replica; Abutment Replica Multi-unit Bmk Syst
Лабораторные винты	Лабораторный винт Lab Screw Multi-unit; лабораторный винт Lab Screw CC; лабораторный винт Lab Screw Ext Hex; лабораторный винт Lab Screw Impl Lev NobRpl; лабораторный винт Lab Screw Multi-unit Bmk Syst; лабораторный винт Lab Screw Implant Level Bmk Syst; лабораторный винт Lab Screw Implant Level NobRpl
Защитные аналоги	Защитный аналог Protection Analog Bmk Syst; защитный аналог Protection Analog NobRpl; защитный аналог Protection Analog Multi-unit; защитный аналог Protection Analog M-u Bmk Syst; защитный аналог / направляющая сверления Protection Analog/Drill Guide CC

IFU3008. Абатмент ASC с угловой шахтой винта из диоксида циркония NobelProcera® Angulated Screw Channel Abutment Zirconia для внутреннего конического соединения Nobel Biocare

Совместимые импланты

Совместимый имплантат	Доступные размеры платформы
Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	NP, RP, WP

Дополнительные совместимые компоненты

Линейка компонентов	
Описание компонента	Абатменты из диоксида циркония NobelProcera® ASC Abutment Zirconia
Аналоги имплантатов	Аналоги имплантатов с коническим соединением Implant Replica Conical Connection
Лабораторные винты	Лабораторные винты Omnigrip™ Lab Screw CC
Отвертка	Отвертки Omnigrip™ Screwdriver
Защитные аналоги	Защитные аналоги с коническим соединением Protection Analog Conical Connection
Инструменты для извлечения абатментов	Инструменты для извлечения абатментов из диоксида циркония Abutment Retrieval Instrument Zirconia CC

IFU3009. Цельноциркониевая анатомическая конструкция NobelProcera® Full Contour (FCZ) Implant Crow для внутреннего конического соединения Nobel Biocare

Совместимые импланты

Совместимый имплантат	Доступные размеры платформы
Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	NP, RP, WP

Дополнительные совместимые компоненты

Линейка компонентов	
Описание компонента	Коронка на имплантатах NobelProcera® FCZ Implant Crown
Аналоги имплантатов	Аналоги имплантатов с коническим соединением Implant Replica Conical Connection
Лабораторные винты	Лабораторные винты Omnigrip™ Lab Screw CC
Отвертка	Отвертки Omnigrip™ Screwdriver
Защитные аналоги	Защитные аналоги с коническим соединением Protection Analog Conical Connection
Инструменты для извлечения абатментов	Инструменты для извлечения абатментов из диоксида циркония Abutment Retrieval Instrument Zirconia CC

IFU3010. Абатменты NobelProcera® из титана и диоксида циркония

Совместимость абатментов из титана NobelProcera® и Procera® Abutment Titanium

Титановый абатмент — с Unigrip™/Unigrip™ Plus					
Соединение	Плат-форма	Клинический винт	Лабораторный винт	Отвертка	Усилие фиксации
Коническое соединение	3.0	Клинический винт Clinical Screw CC 3.0	Лабораторный винт уровня имплантатов CC 3.0	Unigrip™	15 Н/см
	NP	Клинический винт Clinical Screw CC NP	Лабораторный винт CC NP		35 Н/см
	RP	Клинический винт Clinical Screw CC RP/WP	Лабораторный винт CC RP/WP		
	WP				
Трехканальное	NP	Фиксирующий винт Abutment Screw NobelReplace® NP	Лабораторный винт уровня имплантатов NobRpl NP		
	RP	Фиксирующий винт Abutment Screw NobelReplace® RP/WP/6.0	Лабораторный винт уровня имплантатов Lab Screw Implant Level NobRpl RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				
Внешнее шестигранное	NP	Фиксирующий винт Bmk Syst NP	Лабораторный винт CC NP		
	RP	Фиксирующий винт Bmk Syst RP	Лабораторный винт Ext Hex RP		
	WP	Фиксирующий винт Bmk Syst WP	Лабораторный винт уровня имплантатов Bmk Syst WP		

Совместимость абатментов из диоксида циркония NobelProcera®/Procera® Abutment Zirconia

Абатменты из диоксида циркония — с Unigrip™/Unigrip™ Plus

Усилие фиксации	Усилие фиксации	Усилие фиксации	Усилие фиксации	Усилие фиксации	Усилие фиксации
Коническое соединение	NP	Клинический винт Clinical Screw CC NP	Лабораторный винт CC NP	Unigrip™	35 Н/см
	RP	Клинический винт Clinical Screw CC RP/WP	Лабораторный винт CC RP/WP		
Трехканальное	NP	Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobRpl NP	Лабораторный винт уровня имплантатов NobRpl NP		
	RP	Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment NobRpl RP/WP/6.0	Лабораторный винт уровня имплантатов Lab Screw Implant Level NobRpl RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				
Внешнее шестигранное	NP	Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment Bmk Syst NP	Лабораторный винт CC NP		
	RP	Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment Bmk Syst RP	Лабораторный винт CC RP/WP		
	WP	Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment Bmk Syst WP	Лабораторный винт уровня имплантатов Bmk Syst WP		

Совместимость абатментов из титана с технологией ASC (угловая шахта винта) NobelProcera® Abutments ASC Titanium

Абатмент из титана с ASC и отвертка Omnigrip™

Соединение	Платформа	Клинический винт	Лабораторный винт	Отвертка	35 Н/см
Коническое соединение	NP	Клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw Titanium CC NP	Лабораторный винт Omnigrip™ Laboratory Screw Titanium CC NP	Omnigrip™	
	RP	Клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw Titanium CC RP/WP	Лабораторный винт Omnigrip™ Lab Screw Titanium CC RP/WP		
Трехканальное	NP	Клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw Ti Tri-Channel NP	Лабораторный винт Omnigrip™ Lab Screw Ti Tri-Channel NP		
	RP	Клинический винт Omnigrip™ Clin Screw Ti Tri-Chn RP/WP/6.0	Лабораторный винт Omnigrip™ Lab Screw Ti Tri-Chn RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				

IFU3012. Коронка из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Crown и коронка из диоксида циркония Procera™ Esthetic Zirconia Crown

Коронки NobelProcera® Zirconia Crown и Procera™ Esthetic Zirconia Crown — это самостоятельное индивидуальное решение с цементной фиксацией на подготовленном зубе или абатменте. Ответственность за пригодность используемого материала несет лечащий врач.

IFU3014. Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Bridge и мостовидный протез из диоксида циркония Procera™ Esthetic Zirconia Bridge

Мостовидный протез NobelProcera® Zirconia Bridge и Procera™ Esthetic Zirconia Bridge — это самостоятельное индивидуальное решение с цементной фиксацией на подготовленных зубах или абатментах. Ответственность за пригодность используемого материала несет лечащий врач.

IFU3018. Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Implant Bridge и мостовидный протез из диоксида циркония Esthetic Zirconia Implant Bridge

	Тип соединения												
	Внешнее шестигранное			Внутреннее трехканальное				Коническое соединение (CC)			MUA		
	NP	RP	WP	NP	RP	WP	6.0	NP	RP	WP	NP/RP	WP	
Мостовидный протез из диоксида циркония NobelProcera Zirconia Implant Bridge и мостовидный протез из диоксида циркония Esthetic Zirconia Implant Bridge													
Клинический переходник	Н/П							Клинический металлический переходник для мостовидного протеза Metal Adapter Implant Bridge Clinical CC			Н/П		
Лабораторный переходник	Н/П							Лабораторный металлический переходник для мостовидного протеза Metal Adapter Implant Bridge Lab CC			Н/П		
Клинический винт	Фиксирующий винт Screw Ceramic Abutment Brånemark System®							Клинический винт Omnigrip™ Clinical Screw CC			Ортопедический винт абатмента Prosthetic Screw Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini		
Лабораторный винт	Лабораторный винт для уровня имплантатов Lab Screw Implant Level External Hex			Н/П (*)				Лабораторный винт Omnigrip™ Lab Screw CC Лабораторный винт для уровня имплантатов Lab Screw Implant Level Conical Connection			Лабораторный винт абатмента Lab Screw Multi-unit Abutment Omnigrip™ Mini		
Аналоги имплантатов/ абатментов MUA	Аналог имплантата Implant Replica Brånemark System®			Аналоги имплантатов Implant Replicas NobelReplace®				Аналог имплантата с коническим соединением Implant Replica Conical Connection			Аналог абатмента Multi-unit Abutment Plus Replica		
	Аналог Elos Accurate Analog для печатных моделей Printed Model External Hex			Аналог Elos Accurate Analog для печатных моделей Printed Model Tri-Channel				Аналог имплантата IOS Model Implant Replica CC			Аналог Elos Accurate Analog для печатных моделей Printed Model Multi-unit		
Защитные аналоги	Защитный аналог Protection Analog Bmk Syst			Защитный аналог Protection Analog NobelReplace®				Защитный аналог Protection Analog/ Направляющая сверления Drill Guide CC			Защитный аналог Protection Analog Multi-unit		
											Защитный аналог Protection Analog Multi-unit Защитный аналог Protection Analog M-u Bmk Syst		
MUA	Абатмент Multi-unit Abutment Bmk Syst Абатмент 17° Multi-unit Abutment Bmk Syst Абатмент 30° Multi-unit Abutment Bmk Syst Абатмент Zygoma Abutment Brånemark System® Zygoma Zygoma 17° Имплантат Brånemark System® Zygoma 17° Абатмент 45° Multi-unit Abutment Ext Hex Абатмент 60° Multi-unit Abutment Ext Hex			Абатмент Multi-unit Abutment NobRpl Абатмент 17° Multi-unit Abutment NobRpl Абатмент 30° Multi-unit Abutment NobRpl				Абатмент Multi-unit Abutment Plus Conical Connection Абатмент 17° Multi-unit Abutment Plus Conical Connection Абатмент 30° Multi-unit Abutment Plus Conical Connection Абатмент Multi-unit Abutment Xeal™ Conical Connection Абатмент 17° Multi-unit Abutment Xeal™ Conical Connection Абатмент 30° Multi-unit Abutment Xeal™ Conical Connection			Н/П		
Имплантаты	Имплантаты NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty	Имплантаты Brånemark System® Mk III Имплантаты Brånemark System® Mk III TiUnite® Имплантаты NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty Имплантат Zygoma NobelZygoma™	Имплантаты NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty	Имплантат Replace Select™ TC				Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Имплантаты Nobel Biocare с коническим соединением (CC).	Н/П		

IFU3020. Основание из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia N1™ Base

Совместимость основания из диоксида циркония Nobel Procera® Zirconia NB N1™ Base, ортопедического винта и основания Nobel Biocare N1™ Base Xeal TCC

Тип конструкции	Ортопедический винт	Отвертка	Основание Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri
Абатмент/коронка из диоксида циркония Nobel Procera® Zirconia Abutment / Implant Crown NB N1™ Base NP	Ортопедический винт основания из диоксида циркония Prosthetic Screw NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base NP	Omnigrip™ Mini	Основание Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri NP
Абатмент/коронка из диоксида циркония Nobel Procera® Zirconia Abutment / Implant Crown NB N1™ Base RP	Ортопедический винт основания из диоксида циркония Prosthetic Screw NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base RP		Основание Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Tri RP

Совместимость основания из диоксида циркония Nobel Procera® Zirconia NB N1™ Base, лабораторного винта и аналога основания

Тип конструкции	Лабораторный винт	Аналог основания Base Replica Nobel Biocare N1™ Base	Аналог основания IOS Base Replica Nobel Biocare N1™ Base
Абатмент/коронка из диоксида циркония Nobel Procera® Zirconia Abutment / Implant Crown NB N1™ Base NP	Лабораторный винт основания из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base NP	Аналог основания Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri NP	Аналог основания IOS Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri NP
Абатмент/коронка из диоксида циркония Nobel Procera® Zirconia Abutment / Implant Crown NB N1™ Base RP	Лабораторный винт основания из диоксида циркония NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base RP	Аналог основания Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri RP	Аналог основания IOS Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri RP